




BENefit[®].KFO



www.psm.ms – implants for professionals

made in Germany

TABLE OF CONTENTS
INHALTSVERZEICHNIS

	Page / Seite
Introduction Einführung	3
BENEslder BENEslder	4
Hybrid Hyrax, bmx Hybrid Hyrax, bmx	5
BENEFit Screws BENEFit Schrauben	6
Instruments Instrumente	7
Abutments Abutments	8
Temporary Pontics Temporary Abutments	9
Hybrid Hyrax RPE Hybrid Hyrax GNE	9
Distalization and Mesialization Distalisierung und Mesialisierung	10-11
BENEplate BENEplate	12-14
BENEplate single BENEplate einzeln	15
Optional Screwdrivers Optionale Schraubendreher	16
Drill Stop, MOPS Bohrerstop, MOPS	17
De Franco Parallel Guide De Franco Parallelführung	18
bmX BENEFit Maxillary Xpander bmX BENEFit Maxillary Xpander	19
Accessories Hilfsmittel	20
Scanbodies Scanbodies	21
Mobilholder Mobilholder	22
Screw Location Probe Zielsonde	23
BENEslder Titanium BENEslder Titan	24
Cordless Screwdriver Akku Schraubendreher	25
Trays Behälter	26
BENEFit Instrument Sets BENEFit Instrumenten Sets	27 - 29
BENEslder Implant Sets BENEslder Implantat Sets	30 - 31

Developed in
cooperation with:
Entwickelt in
Zusammenarbeit mit:

Prof. Dr. Benedict
Wilmes
Kieferorthopädie
Heinrich Heine
Universität
Düsseldorf, GERMANY



Skeletal anchorage in orthodontics

An important requirement for successful orthodontic treatment is stable anchorage. Conventional orthodontic anchorage can be limited by periodontal disease and/or missing teeth. Skeletal anchorage has been proven to be very effective. It can be an essential part of non-compliance therapy and broadens the options available to the orthodontic practitioner.

Mini-Implants are especially advantageous because of the minimally invasive insertion protocol and their relatively low cost.

However, limitations can occur when conventional Mini-Implant Systems are used for orthodontic anchorage. In collaboration with leading specialists, PSM has developed the unique **BENEFIT** TAD System for temporary fixation in the palate. **BENEFIT** offers high precision titanium implant screws and a large variety of prefabricated connecting parts such as **BENEplates**, abutments and palatal expanders.

With the introduction of the **BENEFIT** System PSM has considerably enhanced the therapeutic diversity of the treatments available for Mesialization, Distalization, RPE as well as uprighting or anchorage of the dentition.

With **BENEFIT**, PSM was the first company to offer a full range of skeletal anchorage appliances for the palate – a trend that has become state-of-the-art in Orthodontics.

Skelettale Verankerung in der Kieferorthopädie

Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche kieferorthopädische Behandlung ist die hinreichend stabile und belastbare Verankerung. Die skelettale Verankerung hat sich hierfür in den letzten Jahren durchgesetzt und nicht zuletzt wegen ihrer Unabhängigkeit von der Patientencompliance das Behandlungsspektrum der Kieferorthopädie enorm erweitert.

Unter den verschiedenen skelettalen Verankerungssystemen haben sich mittlerweile insbesondere die Mini-Implantate aufgrund ihrer geringen chirurgischen Invasivität und der relativ geringen Kosten etabliert.

Jedoch stößt man bei den herkömmlichen Mini-Implantat-Systemen bisweilen an Grenzen, wenn es um die Verbindung vom Mini-Implantat zur kieferorthopädischen Apparatur geht. PSM hat in Zusammenarbeit mit führenden Spezialisten das einzigartige **BENEFIT** Implantat System für die temporäre Verankerung im Gaumen entwickelt. **BENEFIT** bietet hochpräzise Implantatschrauben aus Titan und eine Vielzahl an vorkonfektionierten Verbindungsteilen wie **BENEplates**, Abutments und Gaumenexpandern.

Mit der Einführung des **BENEFIT** Systems vor über 10 Jahren hat PSM die therapeutische Vielfalt mit Behandlungsoptimierungen u.a. bei der Mesialisierung, Distalisierung, GNE sowie der Verschiebung und Verankerung von sämtlichen Zähnen erheblich verbessert.

Mit dem **BENEFIT** System war PSM das erste Unternehmen, das ein rein knochengetragenes, palatinales Verankerungssystem angeboten hat, welches sich heutzutage als State-of-the-art in der Kieferorthopädie durchgesetzt hat.

INTRODUCTION

EINFÜHRUNG

■ Note:

All products marked with **QB** can be used with **quattro**® and **BENEFIT**® screws!

■ Hinweis:

Alle mit **QB** gekennzeichneten Instrumente eignen sich zum Einsetzen von **quattro**® und **BENEFIT**® Schrauben!

**BENESLIDER
BENESLIDER**



BENEsider Video

The BENEsider

The most classical indication for skeletal anchorage using Mini-Implants with abutments is molar-distalization and/ mesialization in the maxilla. By means of the so called **"BENEsider"** the molars can be bodily distalized and/or mesialized using the Mesialslider. In many cases, tooth extraction or dental implants can be avoided.

To couple two **BENefit®** Mini-Implants, a **BENeplate** with welded wire is connected to the Implants and the **BENEsider** parts (mobilizer, springs, **BENetube**) are placed on the wire. Active force is applied by springs (240 g or 500 g) and activated with the Mobilizer.




BENEsider Mesial/Distal

Der BENEsider


Eine der klassischen Indikationen für eine skelettale Verankerung und insbesondere für Mini-Implantate mit Abutments stellt die Molarendistalisierung/-mesialisierung im Oberkiefer dar. Mittels des so genannten „**BENEsider**“ können die Molaren körperlich distalisiert werden. Mit Hilfe des Mesialsliders werden Zähne körperlich mesialisiert. So kann in vielen Fällen die Extraktion von bleibenden Zähnen und/oder dentale Implantate vermieden werden.

Zur Verbindung zweier **BENefit®** Mini-Implantate wird eine **BENeplate** mit Draht auf die Implantate geschraubt und die **BENEsider** Teile (Mobilisator, Federn, **BENetube**) auf den Draht aufgesteckt. Die ausführende Kraft wird über eine Feder (240 g oder 500 g) mittels Mobilisator aktiviert.




BENEsider Distal/Distal


**Possible Indications:
Mögliche Indikationen:**



- Maxillary molar distalization and mesialization
Molarendistalisierung/-mesialisierung im Oberkiefer



- Molar anchorage
Molarenverankerung
- Molar uprighting
Molarenaufrichtung




- Rapid palatal expansion RPE
Gaumennahterweiterung GNE

The Hybrid Hyrax®

The new Hyrax® Ring and Hyrax® Abutment (page 9) facilitate the construction and fixation of a Hybrid Hyrax® appliance. It allows welding or soldering with the Hyrax® Screw as well as little rotation movements when connecting the appliance to the BENEFit Screws. The Hyrax® Ring is supplied with 1 fixation screw each.

Der neue Hyrax® Ring und das Hyrax® Abutment (Seite 9) erleichtern das Herstellen und Anbringen der Hybrid Hyrax® Apparatur. Er ermöglicht das Anschweißen oder Anlöten der Hyrax® Schraube an den flachen Teil des Rings und erlaubt kleinste Rotationsbewegungen beim Verbinden der Apparatur mit der BENEFit Schraube.



Hybrid Hyrax

HYBRID HYRAX
HYBRID HYRAX



Hybrid Hyrax Video

The bmx – BENEFit Maxillary Xpander

Additionally to the Hybrid Hyrax that is available for some years now the Orthodontists expressed their desire for an appliances that is exclusively anchored on mini-implants.

The new bmx System now offers the possibility for an enforced, non-surgical RPE with adolescent patients up to 13 years based on 2 paramedian anchored **BENEFit** miniscrews.

The pre-fabricated **bmX** expanders with 6 mm, 8 mm and 10 mm distance can be installed in the palate without an impression or additional laboratory work using the De Franco Parallel Guide (page 18).




bmX BENEFit Maxillary Xpander


Zusätzlich zu der schon seit einigen Jahren zum Einsatz kommenden Hybrid Hyrax entstand seitens der Kieferorthopäden der Wunsch Apparaturen zu verwenden, die ausschließlich miniimplantatverankert arbeiten.

Das neue **bmX** (**BENEFit** Maxillary Xpander) System von PSM eröffnet nun die Möglichkeit, die forcierte, nicht-chirurgische Gaumennahterweiterung bei jungen Patienten bis 13 Jahren über 2 paramedian gesetzte **BENEFit** Minischrauben zu verankern.

Die in den Abmessungen 6 mm, 8 mm und 10 mm vorkonfektionierten **bmX** Dehnschrauben können ohne vorherige Abformung und ohne zusätzliche Laborarbeiten mit Hilfe der De Franco Parallel Führungen (Seite 18) im Gaumen eingebracht werden.



■ Temporary tooth replacement
Temporärer Zahnersatz



■ Anterior anchorage
Frontverankerung im Oberkiefer

... plus many more.
... und viele andere.



33-54410

BENEFIT® impression cap, 1 ea.
BENEFIT® Abdruckkappen, 1 Stk.



33-54426

BENEFIT® laboratory analog NT, 2 ea.
BENEFIT® Labor-Manipulierimplantat NT, 2 Stk.

LABORATORY LABOR

Impression Taking
Abdrucknahme



33-18236

QB

Thumb screw for Dental mandrel
Handgriff für Instrumente mit Dentalansatz



33-18232 23 mm

33-18233 28 mm

33-18237 33 mm

QB

DENTAL

QB

DENTAL

QB

DENTAL

Screwdriver holder for contra-angled handpiece
Schraubenhalter für Winkelhandstück

INSTRUMENTS INSTRUMENTE

Packaging: 1 ea.
VPE: 1 Stk.



NOT SUITABLE FOR IMPLANTS,
ACCESSORIES ONLY.
Nicht geeignet für
Implantate! Nur Zubehör.

33-18266

QB

Thumb screw for Dental mandrel with
limited torque (10 Ncm)
Handgriff für Instrumente mit Dentalansatz
mit begrenztem Drehmoment (10 Ncm)



33-54512 20 mm

33-54515 30 mm

33-54518 50 mm

DENTAL

DENTAL

DENTAL

Screwdriver insert e.g. for abutment retaining screws, **BENEplate**
fixation screws and Mobilizer activation

Eindrehinstrument z.B. passend zu Abutment Schraube, **BENEplate**
Fixierschraube und Mobilisator Schraube



33-18244

QB


DENTAL

Extension, +16 mm
Verlängerung, + 16 mm



The extension of 16 mm works for all rotary instruments of the
quattro® and **BENEFIT®**-System with a latch type DENTAL attachment
(max. rpm 600).

Die Verlängerung um 16 mm kann mit allen rotierenden Instrumenten
der **quattro®** und **BENEFIT®**-Systeme mit DENTAL Ansatz verwendet
werden (max. 600 U/min.).



ABUTMENTS
ABUTMENTS

Material: Steel

Material: Stahl

Packaging: 1 ea.
VPE: 1Stk.



33-54430

BENEFIT® Abutment Standard

BENEFIT® Abutment Standard



1.1 mm

33-54460 1.1 mm stainless steel

Abutment Standard with 1.1 mm wire (12 cm)

Abutment Standard mit 1,1 mm Draht (12 cm)



33-54450 Abutment with | mit 1 bracket

33-54452 Abutment with | mit 2 brackets

BENEFIT® Abutment with brackets

BENEFIT® Abutment mit Brackets



33-54445

Abutment with loop acc. to Dr. S. Renger,
St. Louis, France

Abutment mit Öse nach Dr. S. Renger,
St. Louis, Frankreich

Internal Thread for **BENEFIT** fixation screw
or the abutment screw.

Innengewinde für den Einsatz der **BENEFIT**
Fixierschraube oder der Abutmentschraube.


Double Hexagon to prevent
rotation of abutments.

Zwölfkant zur Vermeidung von
Abutment Rotation.

Non removable internal
abutment screws.

Fest integrierte
Abutmentschraube.

benefit





33-54466

BENEFIT® Peek Abutment,
incl. 1 fixation screw
BENEFIT® Peek Abutment,
inkl. 1 Fixationsschraube



33-54469


BENEFIT® Peek Abutment, 15° angled
incl. 1 fixation screw
BENEFIT® Peek Abutment, 15° abgewinkelt
inkl. 1 Fixationsschraube

**New
Neu**

TEMPORARY PONTICS TEMPORÄRER ZAHNERSATZ


Material: Peek
Material: Peek

Packaging: 1 ea.
VPE: 1 Stk.



33-54462

Hyrax® Ring, incl. 1 fixation screw, 2 ea.
Hyrax® Ring, inkl. 1 Fixationsschraube, 2 Stk.



33-54465


Single Plate with 6 cm, 1.1 mm wire
Einzelplatte mit 6 cm, 1.1 mm Draht



33-54463

BENEFIT® Hyrax® Abutment, 1 ea
BENEFIT® Hyrax® Abutment, 1 Stk.

The Hyrax® Ring and Hyrax® Abutment facilitate the construction and fixation of a Hybrid Hyrax® appliance. It allows welding or soldering with the Hyrax® Screw as well as little rotation movements when connecting the appliance to the BENEFIT Screws. The Hyrax® Ring is supplied with 1 fixation screw each.



Der Hyrax® Ring und das Hyrax® Abutment erleichtern das Herstellen und Anbringen der Hybrid Hyrax® Apparatur. Er ermöglicht das Anschweißen oder Anlöten der Hyrax® Schraube an den flachen Teil des Rings und erlaubt kleinste Rotationsbewegungen beim Verbinden der Apparatur mit der BENEFIT Schraube. Der Hyrax Ring wird mit einer Fixationsschraube geliefert.

HYBRID HYRAX RPE HYBRID HYRAX GNE


■ **Note:**
Further Hyrax Ring versions see on page 15.

■ **Hinweis:**
Weitere Hyrax Ring Varianten siehe Seite 15.

DISTALIZATION
DISTALISIERUNG

Packaging: 2 ea.
VPE: 2 Stk.

DISTALIZATION



BENEsider Distal



33-54543

Micro Mobilizer
for wires from 0.5 to 1.2 mm
Micro Mobilisator
für 0,5 – 1,2 mm Draht



33-54540

Mobilizer
for wires from 0.5 to 1.2 mm
Mobilisator
für 0,5 – 1,2 mm Draht



33-54524 240 gr.

BENEsider NiTi springs
BENEsider NiTi Federn



33-54525 500 gr.

BENEsider NiTi springs
BENEsider NiTi Federn



33-54536

BENEtube standard
BENEtube standard



33-54549

FlexiTube, long
FlexiTube, lang



33-54550

FlexiTube, short
FlexiTube, kurz



33-54544

BENEtube acc. to Dr. Banach,
with wire 1.1 mm, 40 mm
BENEtube nach Dr. Banach,
mit Draht 1,1 mm, 40 mm



■ **Note:**

For complete Sets see
page 30/31.

■ **Hinweis:**

Die kompletten Sets
finden Sie auf Seite
30/31.



Mesialslider



33-54553

Micro Mobilizer
with hook
Micro Mobilisator
mit Haken



33-54541

Mobilizer
with hook
Mobilisator
mit Haken

6, 9, 12 mm



33-54495 140 gr. 6 mm, soft / leicht

33-54496 200 gr. 6 mm, medium / mittel

33-54497 250 gr. 6 mm, strong / stark

33-54695 140 gr. 9 mm, soft / leicht

33-54696 200 gr. 9 mm, medium / mittel

33-54697 250 gr. 9 mm, strong / stark

33-54795 140 gr. 12 mm, soft / leicht

33-54796 200 gr. 12 mm, medium / mittel

33-54797 250 gr. 12 mm, strong / stark

Mesialslider NiTi coil springs

Mesialslider NiTi Zugfedern



33-54539

Mesialtube with hook
Mesialtube mit Haken



33-54545

Mesialtube acc. to Dr. Banach with wire 1.1 mm, 40 mm and hook

Mesialtube nach Dr. Banach mit Draht 1.1 mm, 40 mm und Haken

MESIALIZATION MESIALISIERUNG

Packaging: 2 ea.
VPE: 2 Stk.

MESIALIZATION

■ Note:

Complete Sets see
page 30/31.

■ Hinweis:


Die kompletten Sets
finden Sie auf Seite
30/31.

BENEplate

Packaging: 1 ea.
VPE: 1 Stk.




BENEsider Video



33-54400 stainless steel

BENEplate, long, incl. fixation screws
BENEplate, lang, inkl. Fixierschrauben



33-54402 stainless steel

BENEplate, short, incl. fixation screws
BENEplate, kurz, inkl. Fixierschrauben



33-54424 stainless steel

BENEplate, xs, incl. fixation screws
BENEplate, xs, inkl. Fixierschrauben

**New
Neu**



1.1 mm



33-54429 1.1 mm stainless steel

BENEplate, long, with 1.1 mm wire (12 cm)
BENEplate, lang, mit 1,1 mm Draht (12 cm)

33-54409 1.1 mm stainless steel

BENEplate, short, with 1.1 mm wire (12 cm)
BENEplate, kurz, mit 1,1 mm Draht (12 cm)



33-54423 1.1 mm stainless steel

BENEplate, xs, with 1.1 mm wire (12 cm)
BENEplate, xs, mit 1,1 mm Draht (12 cm)

**New
Neu**



0.8 mm



33-54428 0.8 mm stainless steel

BENEplate, long, with 0.8 mm wire (12 cm)
BENEplate, lang, mit 0,8 mm Draht (12 cm)

33-54408 0.8 mm stainless steel

BENEplate, short, with 0.8 mm steel wire (12 cm)
BENEplate, kurz, mit 0,8 mm Stahldraht (12 cm)



33-54407

BENEplate long, with bracket
BENEplate lang, mit Bracket



33-54420 0.8 mm TMA

BENEplate, short, with 0.8 mm TMA wire (12 cm)
BENEplate, kurz, mit 0,8 mm TMA-Draht (12 cm)

TMA

Note:

All **BENEplates** are supplied with 2 fixation screws

Hinweis:

Alle **BENEplates** werden ab Werk mit 2 Fixierschrauben geliefert

BENEplate

Conditionnement: 1 pièce
Confezione: 1 pezzo



33-54472 1.1 mm stainless steel

BENEplate, long, with 1.1 mm lateral wire (12 cm)

BENEplate, lang, lateraler 1,1 mm Draht (12 cm)



paramedian




paramedian

33-54471 1.1 mm stainless steel

BENEplate, short, incl. fixation screws, with 1.1 mm lateral wire (12 cm)

BENEplate, kurz, inkl. Fixierschrauben, lateraler 1,1 mm Draht (12 cm)



BENEsider mesial/distal paramedian

BENEsider mesial/distal paramedian



33-54422 1.1 mm stainless steel

BENEplate, xs, incl. fixation screws, with 1.1 mm lateral wire (12 cm)

BENEplate, xs, inkl. Fixierschrauben, lateraler 1,1 mm Draht (12 cm)




33-54475 0.8 + 1.1 mm stainless steel

Anka Plate, short, with 0.8 mm + 1.1 mm wire (12 cm)

Anka Plate, kurz, mit 0,8 mm + 1,1 mm Draht (12 cm)

acc./nach Dr. George Anka, Tamashi, Tokyo, Japan




33-54477

BENEplate, short, with bi-lateral 1.1 mm wire 6 cm

BENEplate, kurz, mit 1.1 mm bilateralem Draht 6 cm

acc./nach Dr. Thomas Banach, Königsstein/Ts., Germany



■ Note:

All **BENEplates** are supplied with 2 fixation screws

■ Hinweis:

Alle **BENEplates** werden ab Werk mit 2 Fixierschrauben geliefert

BENEplate
BENEplate

Packaging: 1 ea.
VPE: 1 Stk.


33-54480

BENEplate, long, with central 1.1 mm wire (12 cm)
BENEplate, lang, mit 1.1 mm mittigem Draht (12 cm)
acc./nach Dr. Nienkemper, Düsseldorf, Germany



33-54485

T-Mesialslider plate, long, with central 1.1 mm wire and 0.8 mm wire anteriorly (12 cm)
T-Mesialslider Platte, lang, mit 1.1 mm mittigem Draht und 0,8 mm Draht anterior (12 cm)



33-54490

T-Mesialslider plate, long, with central 1.1 mm wire (12 cm) and 2x 0.8 mm wire laterally (6 cm/ea.)
T-Mesialslider Platte, lang, mit 1.1 mm mittigem Draht (12 cm) und 2x 0,8 mm Draht lateral (je 6 cm)



33-54492

T-Mesialslider plate, long, with 1.1 mm lateral wire (12 cm) and 0.8 mm wire vertically
T-Mesialslider Platte, lang, mit 1.1 mm Draht lateral (12 cm) und 0,8 mm Draht vertikal



33-54493

T-Mesialslider plate, short, with 1.1 mm lateral wire (12 cm) and 0.8 mm wire vertically
T-Mesialslider Platte, kurz, mit 1.1 mm Draht lateral (12 cm) und 0,8 mm Draht vertikal



Note:

All **BENEplates** are supplied with 2 fixation screws

Hinweis:

Alle **BENEplates** werden ab Werk mit 2 Fixierschrauben geliefert




33-54403

Spare fixation screws, 2 ea.
Ersatz Fixierschrauben, 2 Stk.




33-54703

Spare fixation screws long, 2 ea.
Ersatz Fixierschrauben lang, 2 Stk.



Tripod



BENEplate single **BENEplate einzeln**

Material: Stainless Steel
Material: Rostfreier Stahl
Packaging: 1 ea.
VPE: 1 Stk.




News 22

Developed in cooperation with:
Dr. Arnoud Schreurs, Orthodontist, Genk, Belgium.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit:
Dr. Arnoud Schreurs, Orthodontist, Genk, Belgium.


33-54730

Arnoudizer for indirect anchorage acc. Dr. A. Schreurs, incl. fixation screw
Arnoudizer für die indirekte Verankerung nach Dr. A. Schreurs, inkl. Fixationsschraube



A device for molar distalization. The upper molars will be derotated, uprighted and distalized in only two or three months. By converting the system in a transpalatal bar, it can be used as an anchor for the molars. The anterior teeth can be retracted and aligned simply.

Eine Vorrichtung zur Molarendistalisierung. Die oberen Molaren werden in nur zwei oder drei Monaten derotiert, aufgerichtet und distalisiert. Durch die Umwandlung des Systems in einen transpalatinalen Bogen, kann der Arnoudizer als Verankerung für die Molaren verwendet werden. Die Prämolaren können einfach distalisiert und ausgerichtet werden.




33-54465

Single Plate with 6cm, 1,1mm wire laterally, incl. 1 fixation screw
Einzelplatte mit 6cm, 1,1mm Draht seitlich, inkl. 1 Fixationsschraube



33-54461

Single Plate with 12cm, 1,1mm wire, incl. 1 fixation screw
Einzelplatte mit 12cm, 1,1mm Draht, inkl. 1 Fixationsschraube



33-54464

Single Plates with 12cm, 1,1mm wire, incl. 2 fixation screw
Einzelplatte mit 12cm, 1,1mm Draht, inkl. 2 Fixationsschraube




33-54750

Single Plate with 6cm, 1,1mm wire, incl. 1 fixation screw
Einzelplatte mit 6cm, 1,1mm Draht, inkl. 1 Fixationsschraube



OPTIONAL SCREWDRIVERS
OPTIONALE
SCHRAUBENDREHER

Packaging: 1 ea.
VPE: 1 Stk.



The manually turned unit is connected to your existing contra-angled handpiece (blue 1:1) that enables its use like an angled screwdriver.

Der manuelle Drehansatz wird einfach auf ein handelsübliches Winkelhandstück (blau 1:1) aufgesetzt, welches damit als Winkelschraubendreher verwendet werden kann.



10-63025 **QB**

Manually turned unit for contra-angled handpieces

Manueller Drehansatz für Winkelhandstücke



33-54704 **QB**

Manually turned unit mod. to Pauls, with adjustable torque from 0–40 Ncm

Manueller Drehansatz mod. nach Pauls, mit einstellbarem Drehmoment von 0–40 Ncm



33-18288


Laboratory Finger Screwdriver, fixed
Labor Finger Schraubendreher, fest



33-54520

Multi purpose handle for the use with instruments with dental shaft end.

Vielzweck-Handgriff für die Aufnahme von Instrumenten mit Dental-Ansatz.



Note:

All products marked with **QB** can be used with **quattro** and **BENEFIT** screws!

Hinweis:

Alle mit **QB** gekennzeichneten Instrumente eignen sich zum Einsetzen von **quattro** und **BENEFIT** Schrauben!




33-54519 not autoclavable! | nicht autoklavierbar!

BENEFIT Activating Screwdriver
BENEFIT Aktivierungsschraubendreher

acc./nach Dr. Michael Schubert, Regensburg, Germany






The drill stop prevents the clinician from unintentionally drilling too deep. They assure an accurate working length from 7 to 13 mm in 2 mm increments. By sliding the stop sleeve over the appropriate PSM drill, the working length is adjusted to the desired depth. Removal of the sleeve is easy using the buffer.

Die Bohrerstophülsen verhindern ein zu tiefes Vorbohren durch eine vorher definierte Arbeitslänge von 7 bis 13 mm (2 mm Schritte). Die gewünschte Bohrtiefe wird durch einfaches Aufstecken der entsprechenden Stophülse auf die dafür geeigneten PSM Bohrer erreicht. Das leichte Entfernen erfolgt mit Hilfe des Entkopplers.

DRILL STOP
BOHRERSTOP



33-18307

33-18300

Set, includes 4 sleeves (7 to 13 mm) without buffer

33-18309

Set, enthält 4 Hülsen (7 bis 13 mm) ohne Entkoppler

33-18311

33-18313

Stop sleeve
Stophülsen

33-18301

ditto but with buffer
ditto aber mit Entkoppler



33-18302

Buffer
Entkoppler



Video



73-31888

Tray for Drill Stop Set, empty
Behälter für Bohrerstop Set, leer

All drills:
max. 800 rpm
or manually
Alle Bohrer:
max. 800 U/min
oder manuell



12-12625 **QB** DENTAL

Drill, 1.0x33 mm, WL 15 mm, green, for 1.5 mm screws

Bohrer, 1,0x33 mm, AT 15 mm, grün, für 1,5 mm Schrauben



10-67513 **QB** DENTAL

Drill, 1.4x33 mm WL 15 mm, red, for 2.0 mm screws

Bohrer, 1,4x33 mm AT 15 mm, rot, für 2,0 mm Schrauben



11-18452 **QB** DENTAL

Drill, 1.8x33 mm WL 15 mm, grey, for 2.3 mm screws

Bohrer, 1,8x33 mm AT 15 mm, grau, für 2,3 mm Schrauben

WL = Working length
AT = Arbeitslänge



10-61000

Screwdriver handle, only
Schraubendreher Handgriff, allein

*as long as stock lasts / solange der Vorrat reicht

DE FRANCO
DE FRANCO

Packaging: 1 ea.
VPE: 1 Stk.

DE FRANCO – Parallel-Guides **NEW**

Drill-Guides / Bohrführung



33-54576

Distance 6mm + 8mm
Abstand 6mm + 8mm



33-54577

Distance 7mm + 10mm
Abstand 7mm + 10mm



33-54570


Universal Parallel Drill-Guide
Universal Parallel Bohrhilfe

Recommended drill:
Empfohlener Bohrer:



33-10814 ● DENTAL

Drill for drill-guide, 1.4 mm, red
Bohrer für Bohrführung, 1.4 mm, rot



Screw-Guides / Schraubführung



33-54578

Distance 6mm + 8mm
Abstand 6mm + 8mm



33-54579

Distance 7mm + 10mm
Abstand 7mm + 10mm



33-54571

Universal Parallel Screw-Guide
Universal Parallel Schraubhilfe

Developed with:
Entwickelt mit:
Dr. David J. De Franco
Milano, Italy

Recommended drill:
Empfohlener Bohrer:



33-10914 DENTAL


Drill for screw guide, 1.4mm, red
Bohrer für Schraubführung, 1.4mm, rot



33-54576


bmx *Benefit Maxillary Xpander*

BENEFit
MAXILLARY XPANDER
BENEFit
MAXILLARY XPANDER



33-57506	6 mm
33-57508	8 mm
33-57510	10 mm

bmx, palatal expander incl. 2 fixation screws
bmx, Gaumennahtspreizer inkl. 2 Fixierschrauben



After using the **BENEFit** Screw for the Hybrid Hyrax appliance very successfully in the last years the **bmx** now follows the Orthodontists request for an entirely **BENEFit** mini-implant anchored appliance for Rapid maxillary expansion on young patients. Using the De Franco Screwguide (News 25) the distance and the parallelity of the **BENEFit** Screws can be exactly determined, directly on the patient. An impression is no longer necessary. Alternatively visualisation can of course be made by means of digital imaging or traditional impression taking.

Nach dem erfolgreichen Einsatz der **BENEFit** Schraube bei der Hybrid-Hyrax wird mit dem **bmx** dem Wunsch vieler Kieferorthopäden nach einer allein durch **BENEFit** Schrauben verankerten Apparatur zur Gaumennahterweiterung bei jungen Patienten entsprochen. Mit Hilfe der DeFranco Schraubführung (News 25) kann der Abstand und die Parallelität der **BENEFit** Schrauben direkt am Patienten dargestellt werden. Eine Abformung entfällt. Alternativ kann natürlich auch eine digitale Bilddarstellung oder eine herkömmliche Abformung zum Einsatz kommen.



Video bmx, De Franco



News 25/26

ACCESSORIES
HILFSMITTEL

Material: Steel
Material: Stahl



33-54532

BENEsider tubes, 2 ea.
BENEsider Röhrchen, 2 Stk.



33-54537

Lingual sheath, 2 ea.
Palatinalschloss, 2 Stk.



33-54523

NEW

BENEsider hook, 10 ea.
BENEsider Haken, 10 Stk.



Example



Example



NEW

33-54534

Tubes, 10 ea.
Röhrchen, 10 Stk.



Example

SPRINGS
FEDERN

Material: NiTi
Material: NiTi
Packaging: 2 ea.
VPE: 2 Stk.



33-54524 240 gr.

33-54525 500 gr.

BENEsider NiTi springs, 2 ea.
BENEsider NiTi Federn, 2 Stk.



33-54495 140 gr. 6 mm, soft / leicht

33-54496 200 gr. 6 mm, medium / mittel

33-54497 250 gr. 6 mm, strong / stark

33-54695 140 gr. 10 mm, soft / leicht

33-54696 200 gr. 10 mm, medium / mittel

33-54697 250 gr. 10 mm, strong / stark

33-54795 140 gr. 12 mm, soft / leicht

33-54796 200 gr. 12 mm, medium / mittel

33-54797 250 gr. 12 mm, strong / stark

Mesialsider NiTi coil springs, 2 ea.

Mesialsider NiTi Zugfedern, 2 Stk.



33-10760

Scanbody PEEK Standard
Scanbody PEEK Standard



33-10761

Scanbody PEEK mini
Scanbody PEEK mini

SCANBODIES SCANBODIES

Material: PEEK
Packaging: 1 ea.
VPE: 1 Stk.

BENEFIT® screws will be i.e. available for virtual case planning within the following software libraries:

BENEFIT®-Schrauben werden u.a. in den virtuellen Fallplanungen folgender Software Bibliotheken verfügbar:

- 3 shape
- Onyxceph TAD match
- EASY DRIVER
- En cours



As a further step into digitalization of the BENEFIT®-System these scanbodies were developed in cooperation with orthodontist Simon Graf (Belp, Switzerland) to ensure visualization of a detailed rendering.

The Scanbody Standard is used right after implant insertion. The Scanbody mini can be screwed onto the implants even after several months of treatment

Als weiteren Schritt in die Digitalisierung des BENEFIT®-Systems hat PSM in Zusammenarbeit mit dem Kieferorthopädem Simon Graf (Belp, Schweiz) diese Scanbodies entwickelt, die eine detailgetreue digitale Wiedergabe ermöglichen.

Das Scanbody Standard findet unmittelbar nach der Implantatinserktion Anwendung. Das Scanbody mini kann aufgeschraubt auch noch nach einigen Monaten Behandlungszeit eingesetzt werden.

Developed in cooperation with:
Entwickelt in Zusammenarbeit mit:

Simon Graf,
Orthodontist
Belp, Switzerland

MOBILHOLDER
MOBILHOLDER

for Beneslider, Mesialslider



Abb. / fig. 3

The new Mobilholder is intended to move the **BENEFIT®** Mobilizers into the final position prior to tightening the set screw for Distalization (fig. 1 / 2) or Mesialization (fig. 3).

Der neue Mobilholder kann verwendet werden um die **BENEFIT®** Mobilisatoren für die Distalisierung (Abb. 1 / 2) oder Mesialisierung (Abb. 3) in die gewünschte Position zu bewegen.



Abb. / fig. 1




Abb. / fig. 2



33-18290

Mobilholder acc. to. ZTM W. Bervoets

Mobilholder nach ZTM W. Bervoets

Can be used with:

Kann verwendet werden mit:



33-54540

Mobilizer for wires from 0.5 to 1.2 mm

Mobilisator Mobilisator für 0,5 – 1,2 mm Draht



33-54541

Mobilizer with Hook

Mobilisator mit Haken



33-54543

Micro Mobilizer for wires from 0.5 to 1.2 mm

Micro Mobilisator Mobilisator für 0,5 – 1,2 mm Draht




33-54553

Micro Mobilizer with Hook

Micro Mobilisator mit Haken

SCREW LOCATION PROBE ZIELSONDE



median


The soft tissue probes are infinitely adjustable and are fixed by means of the normal **BENEFIT®** instruments (i. e. 33-54512) with set screws in the desired position.

paramedian

Die Markiersonden sind je nach geforderter Distanz stufenlos verstellbar und über Stellschrauben mit dem vorhandenen **Benefit®** Instrumentarium (z. B. 33-54512) arretierbar.

The screw location probe acc. to Dr. Schlichter identifies the target points for the median or paramedian placement of the **BENEFIT®** Screws. The precise positioning of the **BENEFIT®** Implants improves the location and parallelism with each other. It also increases stability and simplifies the chairside bending of the plate. Additionally the lab time is reduced due to less bending.

Die Zielsonde nach Dr. Schlichter markiert die zur Anbringung einer **BENEplate** median oder paramedian vorgesehenen Zielpunkte. Die durch die definierte Einbringung verbesserte Lage der **Benefit®**-Implantate zueinander und die damit parallel ausgerichteten Implantatschulter verbessern die Lagestabilität der Schrauben und erleichtern eine Anpassung der Beneplate chairside. Des Weiteren ist beim Anpassen der Beneplate durch den Zahntechniker mit weniger Zeitaufwand und einer geringeren Verformung der Beneplate zu rechnen.




33-18451

Soft Tissue Probe holder, 1 ea.
Sondenhalter Schlichter, 1 Pkg.



33-18452

Soft Tissue Probe, 2 ea.
Mucosa Markiersonde,
2 Pkg.



33-18453

Connecting rod for soft
tissue probe, 1 ea.
Querbügel für
Markierungs-sonde, 1 Stk.

Developed in cooperation with
Dr. Kai Schlichter, Dres. Wer-
ling & colleagues, Offenbach a.
d. Q., Germany.

Entwickelt in Zusammenarbeit
mit Dr. Kai Schlichter, Dres.
Werling & Kollegen, Offenbach
a. d. Q., Deutschland



33-18450

BENEFIT® Screw Location Probe Set complete, 4 parts
BENEFIT® Markiersonde Set komplett, 4-teilig



33-54520

(see page 16)

Multi purpose handle for the use with all instruments
with dental shaft end.
Vielzweck-Handgriff für die Aufnahme aller Instrumente
mit Dental-Ansatz.

BENESLIDER TITANIUM
BENESLIDER TITANIUM


Material: Titanium
Material: Titan
Packaging: Set only
VPE: nur als Set



The parts of the new **PSM BENESlider Titanium** are manufactured from surgical titanium according to American and European Standards providing biocompatible material for nickel or steel allergic patients. The specially gold anodized titanium surface identifies the titanium parts and offers an increased titaniumoxid layer for perfect biocompatibility.

Alle Teile des neuen PSM BENESliders Titanium werden aus chirurgischem Titan gemäß amerikanischen und europäischen Normen hergestellt und eignen sich vor allem für nickel- oder stahlallergische Patienten. Die spezielle gold-anodisierte Titanoberfläche kennzeichnet die Titanartikel und bietet eine erhöhte Titanoxidschicht mit optimaler Biokompatibilität.

BENESlider Titanium Set: REF: 33-54605**



33-54605

BENESlider Titanium Set complete incl. 2x Benefit® Screws 2.0 x 9 mm*

BENESlider Titan Komplettsset inkl. 2x Benefit® Schrauben 2.0 x 9 mm*

*For different screws sizes please notice this in your order.

*Bitte vermerken Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Schraubengröße.

**The BENESlider titanium set is only available as a complete set. Parts are not sold separately.

**Das BENESlider Titanium Set ist nur als Komplettsset erhältlich. Teile sind nicht einzeln erhältlich.



Cordless Battery Screwdriver with Torque Calibration System for the fixation of **quattro** and **BENEFIT** Miniscrews.

The iSD 900 will guarantee precise torque control due to the unique – easy to use – torque calibration system (10 – 40 Ncm). Time-saving and precise, riskfree insertion and tightening of screws and abutments.

The complete Set contains a reliable and user friendly handpiece for Dental attachments. Reverse mode is indicated with sound. Standard rechargeable AAA Ni-Mh batteries can be used.

Kabelloser Akku Schraubendreher mit Drehmoment-Kalibrierung zum kontrollierten Eindrehen von **quattro** und **BENEFIT** Minischrauben.

Der iSD900 garantiert, Dank seines einzigartigen, höchst einfach zu bedienenden Drehmoment-Kalibriersystems eine stufenlose Drehmomentkontrolle (10 – 40 Ncm). Der iSD900 trägt entscheidend zur Zeiteinsparung bei und ermöglicht ein präzises und risikofreies Arbeiten.

Das Komplett-Set enthält ein zuverlässiges und langlebiges Winkelstück mit leichtem Zugang. Der Rückwärtslauf wird durch ein akustisches Signal angezeigt. Der Standardakku (AAA Ni-MH) kann einfach ausgetauscht werden.

iSD900

BATTERY SCREWDRIVER
AKKU SCHRAUBENDREHER

FEATURES VORTEILE

- 10 – 40 Ncm torque in 1 or 5 increments
- 5, 10, 15, 25 rpm turning speed
- Reverse mode with sound
- Calibration facility
- Standard rechargeable batteries



33-900-00 KIT iSD900 composé de / bestehend aus:

33-900-04	Motor	Handgriff mit Motor
33-900-08	Handpiece DENTAL	Winkelansatz DENTAL
33-900-10	Quick Charger Unit	Schnelladestation
33-900-12	Power Cord	Netzkabel
33-900-14	Torque Calibrator	Drehmoment Kalibrierer
33-900-16	Calibration Burr	Kalibrierstift
33-900-18	On/Off Switch Lever	Ein/Aus Komfort-Bügel
33-900-20	Ni-Mh Rechargeable Battery (Pack of 2)	Ni-Mh Akkus (2 Stk.)



Torque Calibrator
Drehmoment Kalibrierer

TRAYS
BEHÄLTER



73-31960

QB

quattro®/BENEFIT® Sterilization and storage tray for instruments and implants, empty
quattro®/BENEFIT® Sterilisier- und Aufbewahrungsbehälter für Implantate und Instrumente, leer



73-31990

BENEFIT® Starter Sterilization tray, empty
BENEFIT® Starter Sterilisierbehälter, leer



73-90000

Utility storage box, not for sterilization, with forceps, empty
Kleinteile-Aufbewahrungsbox, nicht zum Sterilisieren, mit Pinzette, leer

■ **Note:**

All products marked with **QB** can be used with **quattro®** and **BENEFIT®** screws!

■ **Hinweis:**

Alle mit **QB** gekennzeichneten Instrumente eignen sich zum Einsetzen von **quattro®** und **BENEFIT®** Schrauben!

STARTER KIT

S



**BENEFIT® STARTER
INSTRUMENT SET S**

**BENEFIT® STARTER
INSTRUMENTEN SET S**

33-55000	BENEFIT® Starter Instrument Set without implants consisting of:	BENEFIT® Starter Instrumenten Set ohne Implantate bestehend aus:
	Storage/Sterilization	Aufbewahrung/Sterilisation
73-31990	BENEFIT® Starter tray, empty	BENEFIT® Starter Behälter, leer
	Instruments	Instrumente
33-18236	Thumb screw for Dental mandrel	Handgriff für Klingen mit Dentalansatz
33-54512	Screwholder for Abutment screw, 20 mm	Eindrehinstr. für Abutment Schraube, 20 mm
33-18232	Screwholder for implants, 23 mm	Schraubenhalter für Implantate, 23 mm
10-67513	Drill, 1.4x33 mm WL 15 mm, DENTAL, red	Bohrer, 1,4x33 mm AT 15 mm, DENTAL, rot

STARTER KIT

M



**BENEFIT® STARTER
INSTRUMENT SET M**

**BENEFIT® STARTER
INSTRUMENTEN SET M**

33-55001	BENEFIT® Starter Instrument Set without implants consisting of:	BENEFIT® Starter Instrumenten Set ohne Implantate bestehend aus:
	Storage/ Sterilization	Aufbewahrung/Sterilisation
73-31990	BENEFIT® Starter tray, empty	BENEFIT® Starter Behälter, leer
	Instruments	Instrumente
33-18236	Thumb screw for Dental mandrel	Handgriff für Klingen mit Dentalansatz
33-54512	Screwholder for Abutment screw, 20 mm	Eindrehinstr. für Abutment Schraube, 20 mm
33-18232	Screwholder for implants, 23 mm	Schraubenhalter für Implantate, 23 mm
10-67513	Drill, 1.4x33 mm WL 15 mm, DENTAL, red	Bohrer, 1,4x33 mm AT 15 mm, DENTAL, rot
33-18244	Extension + 16mm	Verlängerung + 16mm



**BENEFIT® STARTER
INSTRUMENT SET L**
**BENEFIT® STARTER
INSTRUMENTEN SET L**

STARTER KIT

L



33-55002

BENEFIT® Starter Instrument Set
without implants
consisting of:

L

BENEFIT® Starter Instrumenten Set
ohne Implantate
bestehend aus:

L

Storage/Sterilization

Aufbewahrung/Sterilisation

73-31990

BENEFIT® Starter tray, empty

BENEFIT® Starter Behälter, leer

Instruments

Instrumente

33-18236

Thumb screw for Dental mandrel

Handgriff für Klingen mit Dentalansatz

33-54512

Screwdriver for Abutment screw, 20mm

Eindrehinstr. für Abutment Schraube, 20mm

33-18232

Screwdriver for handpiece, 23mm

Schraubenhalter für Winkelhandstück, 23mm

10-67513

Drill, 1,4x33 mm WL 15 mm, DENTAL, red

Bohrer, 1,4x33 mm AT 15 mm, DENTAL, rot

33-18237

Screwdriver for implants, 33mm

Schraubenhalter für Implantate, 33mm

33-54515

Screwdriver for Abutment screw, 30mm

Eindrehinstr. für Abutment Schraube, 30mm

+

**BENEFIT® STARTER
INSTRUMENT SET XL**
**BENEFIT® STARTER
INSTRUMENTEN SET XL**

STARTER KIT

XL



33-55005

BENEFIT® Starter Instrument Set
without implants
consisting of:

XL

BENEFIT® Starter Instrumenten Set
ohne Implantate
bestehend aus:

XL

Storage/Sterilization

Aufbewahrung/Sterilisation

73-31990

BENEFIT® Starter tray, empty

BENEFIT® Starter Behälter, leer

Instruments

Instrumente

33-18236

Thumb screw for Dental mandrel

Handgriff für Klingen mit Dentalansatz

33-54512

Screwdriver for Abutment screw, 20 mm

Eindrehinstr. für Abutment Schraube, 20 mm

33-18232

Screwdriver for handpiece, 23 mm

Schraubenhalter für Winkelhandstück, 23 mm

10-67513

Drill, 1,4x33 mm WL 15 mm, DENTAL, red

Bohrer, 1,4x33 mm AT 15 mm, DENTAL, rot

33-18237

Screwdriver for handpiece, 33mm

Schraubenhalter für Winkelhandstück, 33mm

33-54515

Screwdriver for Abutment screw, 30mm

Eindrehinstr. für Abutment Schraube, 30mm

33-18244

Extension + 16mm

Verlängerung + 16mm

33-18288

Laboratory finger screwdriver, fixed

Labor Finger Schraubendreher, fixiert

+



BENEFIT® INSTRUMENT SET **BENEFIT®** INSTRUMENTEN SET

Recommendation
Empfehlung

■ Note:

*Set illustration can deviate from our set recommendation.

■ Hinweis:

*Setabbildung kann vom Satzvorschlag abweichen.

33-54100	quattro® / BENEFIT® Instrument Set consisting of:	quattro® / BENEFIT® Instrumenten Set bestehend aus:
	Storage	Aufbewahrung
73-31960 73-90000	quattro® / BENEFIT® sterilization tray, empty Utility storage box	quattro® / BENEFIT® Sterilisierbehälter, leer Kleinteile-Aufbewahrungsbox
	Instruments	Instrumente
10-61000	Screwdriver handle, only	Schraubendreher Handgriff, allein
33-18230	Screwholder, long, for 10-61000	Schraubenhalter, lang, für 10-61000
33-18236	Thumb screw for Dental mandrel	Handgriff für Instrumente mit Dentalansatz
33-54512	Screwdriver insert	Eindrehinstr. für Abutment Schraube, 20 mm
33-18232	Screwdriver insert	Schraubenhalter für Winkelhandstück, 23 mm
10-67513	Drill 1.4x33 mm WL 15 mm, DENTAL, red	Bohrer 1,4x33 mm AT 15 mm, DENTAL, rot



10-61000

Screwdriver handle, only
Schraubendreher Handgriff, allein



33-18230 66 mm

Screwholder, long, for **10-61000**
Schraubenhalter, lang, für **10-61000**



33-18236

Thumb screw for Dental shaft
instruments
Handgriff für Instrumente mit
Dentalansatz



33-54512

Screwdriver insert
Eindrehinstrument



33-18232 23 mm DENTAL

Screwdriver insert
Schraubenhalter für Winkelhandstück



10-67513 DENTAL

Drill, 1.4 x 33 mm WL 15 mm,
red, for 2.0 mm screws
Bohrer, 1,4 x 33 mm AT 15 mm,
rot, für 2,0 mm Schrauben



73-90000

Utility storage box, not for sterilization, with forceps, empty
Kleinteil-Aufbewahrungsbox, nicht zum Sterilisieren, mit Pinzette

Illustration s.a.
Abbildung s.o.

73-31960

Sterilization and storage tray
Sterilisier- und Aufbewahrungs-
behälter

BENeslider SET
DISTAL/DISTAL
BENeslider
DISTAL/DISTAL SET


Recommandation
Empfehlung




BENeslider Video

Beneslider distal/distal

33-54595	BENeslider Set 240 gr. with long BENetubes	BENeslider Komplettsset 240 gr. mit langen BENetubes
33-54409	BENeplate short with 1.1mm s/s wire <i>incl. 2 fixation screws</i>	BENeplate kurz mit 1.1mm Stahldraht inkl. 2 Fixierschrauben
33-54540	Mobilizer for wires from 0,5–1,2mm, 2 ea.	Mobilisator für Draht von 0,5–1,2mm, 2 Stk.
33-54524	BENeslider NiTi Springs, 240gr, 2 ea.	BENeslider NiTi Federn, 240g, 2 Stk.
33-54536	BENEtube long, 2 ea.	BENEtube lang, 2 Stk.



33-54596	BENeslider Set 500 gr. with long BENetubes	BENeslider Komplettsset 500 gr. mit langen BENetubes
33-54409	BENeplate short with 1.1mm s/s wire <i>incl. 2 fixation screws</i>	BENeplate kurz mit 1.1mm Stahldraht inkl. 2 Fixierschrauben
33-54540	Mobilizer for wires from 0,5–1,2mm, 2 ea.	Mobilisator für Draht von 0,5–1,2mm, 2 Stk.
33-54525	BENeslider NiTi Springs, 500gr, 2 ea.	BENeslider NiTi Federn, 500g, 2 Stk.
33-54536	BENEtube long, 2 ea.	BENEtube lang, 2 Stk.



Beneslider mesial/mesial mesiale/mesiale

BENEslider SET BENEslider SET

Recommendation
Empfehlung



BENEslider
Mesialization Video

33-54612	BENEslider Set mesial/mesial	BENEslider mesial/mesial Set
33-54409	BENEsplate short with 1.1mm s/s wire incl. 2 fixation screws	BENEsplate kurz mit 1.1mm Stahldraht inkl. 2 Fixierschrauben
33-54553	Micro Mobilizer with hook, 2 ea.	Micro Mobilisator mit Haken, 2 Stk.
33-54496	Coil springs 200gr medium, 6mm, 2 ea.	Zugfedern 200g mittel, 6mm, 2 Stk.
33-54539	Mesialtube with hook, 2 ea.	Mesialtube mit Haken, 2 Stk.



Beneslider mesial/distal mesiale/distale

33-54613	BENEsSlider Set mesial/distal	BENEsSlider mesial/distal Set
33-54409	BENEsplate short with 1.1mm s/s wire incl. 2 fixation screws	BENEsplate kurz mit 1.1mm Stahldraht inkl. 2 Fixierschrauben
33-54553	Micro Mobilizer with hook, 2 ea.	Micro Mobilisator mit Haken, 2 Stk.
33-54496	Coil springs 200gr medium, 6mm, 2 ea.	Zugfedern 200g mittel, 6mm, 2 Stk.
33-54539	Mesialtube with hook, 2 ea.	Mesialtube mit Haken, 2 Stk.
33-54543	Micro Mobilizer for wires from 0.5 to 1.2 mm	Micro Mobilisator für 0,5 – 1,2 mm Draht
33-54525	BENEsSlider NiTi springs, 500gr, 2 ea.	BENEsSlider NiTi Federn, 500g, 2 Stk.
33-54536	BENEsTube, long, 2 ea.	BENEsTube, lang, 2 Stk.



Due to the large possibility of Set variations available with the BENEFIT System we only have shown the most common variations in this catalogue. Your local PSM distribution partner will be pleased to give you further assistance.

Aufgrund der Vielzahl der möglichen Set-Variationen die mit dem BENEFIT System möglich sind, haben wir auf dieser Seite nur die gängigsten Varianten aufgeführt. Unsere Fachhändler beraten Sie gerne zu weiteren Möglichkeiten.

CATALOGS KATALOGE

Even more innovative PSM products are presented in our other catalogues. Please request it from your local PSM distribution partner or download from our website www.psm.ms.

Noch mehr innovative PSM Produkte finden Sie in unseren anderen Katalogen. Gleich anfordern oder einfach downloaden unter www.psm.ms.

benefit

For more information please refer to our **BENEFIT®** Manual or our website www.psm.ms

Für mehr Informationen verweisen wir auf unseren **BENEFIT®** Handout oder auf unsere Webseite www.psm.ms

Ref: KAT-12-D (deutsch)
KAT-12-EF (english, french)



quattro

The **quattro®** Mini Anchor System is known as one of the first and most successful orthodontic Mini-Implant Systems worldwide. Based on this system the **BENEFIT®** screws were developed. This enables the user to utilize the entire scope of orthodontic implantation with unmatched possibilities and compatible instrumentation.

Das **quattro®** Mini Anker System gilt als eines der ersten und erfolgreichsten kieferorthopädischen Mini-Implantatsysteme weltweit. Basierend auf diesem System wurden die **BENEFIT®** Schrauben entwickelt. Das ermöglicht es dem Anwender mit denselben Instrumenten die komplette Bandbreite der kieferorthopädischen Implantation und damit bisher unerreichte Möglichkeiten auszuschöpfen.



Ref: KAT-003



mentoplate

The Mentoplate-System provides a perfect solution for enhanced stability with special orthodontic bone anchored plates for class III correction. The System includes Titanium plates which are fixed to the bony surface with selfdrilling screws.

Das Mentoplate-System bietet mit speziellen kieferorthopädischen Knochenplatten für die Klasse III Korrektur, um eine erhöhte Verankerungsstabilität zu erreichen. Das System beinhaltet Titanplatten, die mit selbstbohrenden Schrauben auf dem Knochen fixiert werden.



Ref: KAT-010

BENEFIT®, quattro®, mentoplate®, BENESlider®, BENEplate®, bmx® are registered trademarks of PSM Medical Solutions, Germany.

BENEFIT®, quattro®, mentoplate®, BENESlider®, BENEplate®, bmx® sind eingetragene Marken von PSM Medical Solutions, Germany.

NOTE

[illegible]

0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	
110	
120	
130	
140	
150	
160	
170	
180	
190	
200	
210	
220	

NOTES

NOTE

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

[illegible]

NOTES

NOTE

Handwriting practice area with 25 horizontal lines.

Vertical ruler scale from 0 to 220 cm.

www.psm.ms – implants for professionals

BENefit[®].KFO

Distribution | Vertrieb:

Distribution in USA:

psm North America, Inc.

80900 Weiskopf
La Quinta, CA 92253
USA

Toll-free: 800-733-1622

service@psm-na.us
www.psm-na.us

Manufacturer | Hersteller:

psm MEDICAL SOLUTIONS GMBH

Gewerbestraße 10
78594 Gunningen, Germany

Phone +49 (74 24) 9 75 15-0
Fax +49 (74 24) 9 75 15-55

E-Mail info@psm.ms
Web www.psm.ms

© 2019 **psm** MEDICAL SOLUTIONS GMBH | Germany

Specifications and design are subject to change without prior notice. All pictures, photos and product descriptions are the property of **psm** MEDICAL SOLUTIONS GMBH. Utilization and copies by third parties have to be authorized by **psm** MEDICAL SOLUTIONS GMBH. All rights reserved!

All trademarks and brands mentioned in this brochure are subject to unrestricted regulations of the trade mark laws valid and right of ownership of the registered owner.

Von dem Produkt-Katalog abweichende Katalog- und Konstruktionsänderungen, die der Modifikation und Weiterentwicklung dienen behalten wir uns vor. Abbildungen, Produktbeschreibungen und Texte sind Eigentum der Firma **psm** MEDICAL SOLUTIONS GMBH. Weiterverwendung und Vervielfältigung durch Dritte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma **psm** MEDICAL SOLUTIONS GMBH. Alle Rechte vorbehalten!

Alle in dieser Broschüre genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.