



# **BENEFIT®-System** . Handout

Prof. Dr. Benedict Wilmes | Düsseldorf



[www.psm.ms](http://www.psm.ms) – premium implants

## TABLE OF CONTENT | INHALTSVERZEICHNIS

<i>English</i>	<i>Deutsch</i>	<i>Page/ Seite</i>
Introduction	Einführung	4
<b>BENEFIT® mini implant</b>	<b>BENEFIT® mini Implantat</b>	5
Screwdriver	Schraubendreher	6
Screw removal	Schrauben Entnahme	7
Screws and abutments	Schrauben und Abutments	8
<b>BENEFIT® System</b>	<b>BENEFIT® System</b>	10
Adaptation	Anbiegen	11
Skeletal anchorage	Skelettale Verankerung	12
Adaption in the laboratory	Herstellung im Labor	14
Versatile usage of TAD´s	Anwendungsbeispiele	15
<b>BENEslider</b>	<b>BENEslider</b>	16
Pendulum B	Pendulum B	19
Anterior anchorage, T-bow	Front-Verankerung, T-Bogen	21
Mesialslider	Mesialslider	22
Mesial-Distal-Slider	Mesial-Distal-Slider	24
Molar Uprighting	Molarenaufrichtung	25

<b>English</b>	<b>Deutsch</b>	<b>Page/ Seite</b>
Temporary Pontic	Temporärer Zahnersatz	27
Management of wide spaces	Behandlung großer Lücken	28
Ectopic Teeth	Retinierte Zähne	29
Periodontal distraction of ankylosed teeth	Parodontale Distraktion ankylosierter Zähne	31
Hybrid Hyrax	Hybird Hyrax	32
Hybrid Hyrax – Facemask	Hybrid Hyrax – Gesichtsmaske	36
Mentoplaste	Mentoplaste	38
Hybrid Hyrax & Mentoplaste	Hybrid Hyrax & Mentoplaste	39
Hybrid Hyrax Distalizer	Hybrid Hyrax Distalizer	43
<b>BENEFIT®-System – catalogues</b>	<b>BENEFIT®-System – Kataloge</b>	44
Product overview	Produktübersicht	46

# INTRODUCTION | EINFÜHRUNG

## Skeletal anchorage in Orthodontics

An important requirement for successful orthodontic treatment is stable anchorage. Conventional orthodontic anchorage can be limited by periodontal disease and/or missing teeth. Skeletal anchorage has been proven to be very effective. It can be an essential part of non-compliance therapy and broadens the options available to the orthodontic practitioner.

Mini-Implants are especially advantageous because of the minimally invasive insertion protocol and their relatively low cost.

However, limitations can occur when conventional Mini-Implant Systems are used for orthodontic anchorage. In collaboration with leading specialists, **psm** has developed the unique **BENEFIT® TAD System** for temporary fixation in the palate. **BENEFIT®** offers high precision titanium implant screws and a large variety of prefabricated connecting parts such as **BENEplates**, abutments and palatal expanders.

With the introduction of the **BENEFIT® System** **psm** has considerably enhanced the therapeutic diversity of the treatments available for Mesialization, Distalization, RPE as well as uprighting or anchorage of the dentition.

With **BENEFIT®**, **psm** was the first company to offer a full range of skeletal anchorage appliances for the palate – a trend that has become state-of -the-art in Orthodontics.

## Skelettale Verankerung in der Kieferorthopädie

Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche kieferorthopädische Behandlung ist die hinreichend stabile und belastbare Verankerung. Die skelettale Verankerung hat sich hierfür in den letzten Jahren durchgesetzt und nicht zuletzt wegen ihrer Unabhängigkeit von der Patientencompliance das Behandlungs-Spektrum der Kieferorthopädie enorm erweitert.



Unter den verschiedenen skelettalen Verankerungssystemen haben sich mittlerweile insbesondere die Mini-Implantate aufgrund ihrer geringen chirurgischen Invasivität und der relativ geringen Kosten etabliert.

Jedoch stößt man bei den herkömmlichen Mini-Implantat-Systemen bisweilen an Grenzen, wenn es um die Verbindung vom Mini-Implantat zur kieferorthopädischen Apparatur geht. **psm** hat in Zusammenarbeit mit führenden Spezialisten das einzigartige **BENEFIT® Implantat System** für die temporäre Verankerung im Gaumen entwickelt. **BENEFIT®** bietet hochpräzise Implantatschrauben aus Titan und eine Vielzahl an vorkonfektionierten Verbindungsteilen wie **BENEplates**, Abutments und Gaumenexpandern.


Mit der Einführung des **BENEFIT® Systems** vor über 10 Jahren hat **psm** die therapeutische Vielfalt mit Behandlungsoptimierungen u.a. bei der Mesialisierung, Distalisierung, GNE sowie der Verschiebung und Verankerung von sämtlichen Zähnen erheblich verbessert.

Mit dem **BENEFIT® System** war **psm** das erste Unternehmen, das ein rein knochengetragenes, palatinales Verankerungssystem angeboten hat, welches sich heutzutage als State-of-the-art in der Kieferorthopädie durchgesetzt hat.

## BENEFit® MINI IMPLANT | BENEFit® MINI IMPLANTAT



## SCREWDRIVER | SCHRAUBENDREHER



## SCREW REMOVAL | SCHRAUBEN ENTNAHME

Direct screw removal from the sterile holder.

Entnahme der Schraube direkt aus der Sterilhalterung.



## SCREWS & ABUTMENTS | SCHRAUBEN & ABUTMENTS

**BENEFIT® Mini Implants**  
**BENEFIT® Mini Implantate**




**Abutments**  
**Abutments**



**Connection with the appliance**  
**Verbindung mit der Apparatur**



**Manual Screwdrivers**  
**Manuelle Schraubendreher**



or | order



or | order



with limited  
torque (10 Ncm)  
mit begrenztem  
Drehmoment (10 Ncm)

## SCREWS & ABUTMENTS | SCHRAUBEN & ABUTMENTS



Fixation screw  
Fixierschraube

Impression cap  
Abdruckkappe

PEEK Abutment with  
fixation screw  
PEEK Abutment mit  
Fixierschraube



Standard  
Abutment  
Standard  
Abutment

Abutment with  
loop acc.to  
Dr. S. Renger, St.  
Louis, France  
Abutment mit  
Öse nach  
Dr. S. Renger, St.  
Louis, Frankreich

Abutment with  
1 or 2 brackets  
Abutment mit  
1 oder 2 Brackets

Standard Abutment with  
1,1mm wire (12cm)  
Standard Abutment mit  
1,1mm Draht (12cm)

## **BENEFit®-System | BENEFit®-System**



## ADAPTATION | ANBIEGEN

### The **BENEslider**

The most classical indication for skeletal anchorage using Mini-Implants with abutments is molar-distalization and mesialization in the maxilla. By means of the so called "**BENEslider**" the molars can be bodily distalized or mesialized using the Mesialslider. In many cases, tooth extraction or dental implants can be avoided.

To couple two **BENEFIT®** Mini-Implants, a **BENEplate** with a welded wire is connected to the implants and the **BENEslider** parts (mobilizer, springs, **BENEtube**) are placed on the wire. Active force is applied by springs (240g or 500g) and activated with the Mobilizer.

### Der **BENEslider**

Eine der klassischen Indikationen für eine skelettale Verankerung und insbesondere für Mini-Implantate mit Abutments stellt die Molarendistalisierung/-mesialisierung im Oberkiefer dar. Mittels des so genannten „**BENEslider**“ können die Molaren körperlich distalisiert werden. Mit Hilfe des Mesialsliders werden Zähne körperlich mesialisiert. So kann in vielen Fällen die Extraktion von bleibenden Zähnen und/oder dentale Implantate vermieden werden.

Zur Verbindung zweier **BENEFIT®** Mini-Implantate wird eine **BENEplate** mit Draht auf die Implantate geschraubt und die **BENEslider** Teile (Mobilisator, Federn, **BENEtube**) auf den Draht aufgesteckt. Die ausführende Kraft wird über eine Feder (240g oder 500g) mittels Mobilisator aktiviert.



## SKELETAL ANCHORAGE | SKELETTALE VERANKERUNG



**Anesthesia:**  
Two paramedian injections

**Anästhesie:**  
Zwei paramediane Depots




**Pre-drilling:**  
approx. 3mm deep  
(only required for adults)

**Vorbohrung:**  
ca. 3mm tief  
(nur bei Erwachsenen erforderlich)



**Implant Insertion:**  
easy and secure insertion by the orthodontist


**Implantatinsertion:**  
Einfaches und sicheres  
Implantieren durch den Kieferorthopäden



Standard dimension of a palatal mini-implant

Standard Größe des palatinalen Mini-Implantates

## SKELETAL ANCHORAGE | SKELETTALE VERANKERUNG



### Mini implant sizes at median insertion

Mini-Implantat Größen bei medianer Insertion

posterior Mucosa app. 1 mm

Mukosa posterior ca. 1 mm

anterior Mucosa > 3 mm

Mukosa anterior ca. 3 mm


Distance between mini-implants: 7 - 14 mm

Abstand zwischen den Mini-Implantaten: 7 - 14 mm



Best insertion area

Bevorzugtes Insertionsgebiet



T-Zone

T-Zone



Median insertion

Mediane Insertion




Paramedian insertion 2.0 x 9mm

Paramediane Insertion 2,0 x 9mm

## ADAPTATION IN THE LABORATORY | HERSTELLUNG IM LABOR



33-54410  
Impression cap, 2 ea.  
Abdruckkappe , 2 St.



33-54426  
Laboratory analog, 2 ea.  
Laborimplantat (Analog), 2 St.



## VERSATILE USAGE OF TAD'S | ANWENDUNGSBEISPIELE



### Molar Distalization Molaren Distalisierung

*BENEslider*

*BENEslider*



Pendulum B  
Pendulum B



### Molar Mesialization Molaren Mesialisierung

Mesialslider

Mesialslider



T-Bow  
T-Bogen



RPE (and facemask) Hybrid-Hyrax  
Hybrid Hyrax (GNE)

Alignment of unerupted teeth  
Einordnung retinierter Zähne



Temporary pontics  
Temporärer Zahnersatz

Molar Uprighting  
Molarenaufrichtung



## BENESLIDER | BENESLIDER




33-54543

**Micro Mobilizer**  
Micro Mobilisator

33-54540

**Mobilizer**  
Mobilisator

33-54536

**BENEtube**  
**BENEtube**

33-54409

**BENEplate**  
with 1.1 mm wire**BENEplate**  
mit 1,1 mm Draht

33-54524

**Adolescent:** 240 g NiTi coil spring  
**Jugendliche:** 240 gr. NiTi Federn

33-54525

**Adults:** 500 g NiTi coil spring  
**Erwachsene:** 500 gr. NiTi Federn

## BENESLIDER | BENESLIDER

**beneplates**

**BENEplate** with 1.1 mm  
stainless steel wire

**BENEplate** mit 1,1 mm Draht  
aus rostfreiem Stahl




5.5 months later | 5,5 Monate später



7 months later | 7 Monate später

## BENESLIDER WITH LINGUAL BRACES | BENESLIDER MIT LINGUALBRACKTES



## BENEFIT WITH ALIGNERS | BENEFIT MIT ALIGNER

beneplates



33-54544  
**Banach Tube**  
stainless steel  
**Banach Tube**  
Stahl



## PENDULUM B | PENDULUM B

**beneplates**

### **BENEplate**

with 0.8 mm stainless steel wire (33-54428)  
or **TMA** (33-54420)

### **BENEplate**

mit 0,8mm Stahldraht (33-54428)  
oder **TMA-Draht** (33-54420)



Treatment Start  
Behandlungsbeginn



4 months later  
4 Monate später




**> Total treatment time: 12 months**

- 6 months Pendulum
- 6 months braces

**> Gesamte Behandlungszeit: 12 Monate**

- 6 Monate Pendulum
- 6 Monate Brackets

## ANTERIOR ANCHORAGE, T-BOW | FRONT-VERANKERUNG, T-BOGEN



## MESIALSLIDER | MESIALSLIDER



33-54553  
Mirco Mobilizer with hook  
MicroMobilisator mit Haken



33-54541  
Mobilizer with hook  
Mobilisator mit Haken



33-54539  
Mesialtube  
Tube mesial




Niti spring  
NiTi Federn



## MESIALSLIDER | MESIALSLIDER

Mesialslider with an inclined plane for simultaneous molar intrusion

Mesialslider mit schiefer Ebene zur simultanen Molarenintrusion





## MOLAR UPRIGHTING | MOLARENAUFRICHTUNG



33-54450



33-54452



## TEMPORARY PONTIC | TEMPORÄRER ZAHNERSATZ



33-54430  
Abutment Standard  
Standard Abutment


or  
oder




33-54466  
Abutment PEEK  
PEEK Abutment



33-54469  
Abutment PEEK, 15° angled  
PEEK Abutment, 15° abgewinkelt



## TEMPORARY PONTIC | TEMPORÄRER ZAHNERSATZ






## MANAGEMENT OF WIDE SPACES | BEHANDLUNG GROSSER LÜCKEN

Bridge technique  
Brückentechnik



33-54450  
BENEfit® Abutment with  
1 bracket  
BENEfit® Abutment mit  
1 Bracket



## ECTOPIC TEETH | RETINIERTE ZÄHNE



33-54452

Bracket-Abutment with TMA-Wire 16/22"


Abutment mit Brackets TMA-Draht 16/22"



## MOLAR INTRUSION | MOLAREN INTRUSION




95-13012  
Model Mouse Trap  
Mausefalle Modell



## PERIODONTAL DISTRACTION OF ANKYLOSED TEETH | PARODONTALE DISTRAKTION ANKYLOSIERTER ZÄHNE



## **BENEFit MAXILLARY EXPANDER | BENEFit GNE EXPANDER**



**bmx**



33-57506 6mm

33-57508 8mm

33-57510 10mm

**bmx**, palatal expander


**bmx**, GNE Expander

## HYBRID HYRAX | HYBRID HYRAX



2x

ST-33-54209

**BENEFit®** 2.0 Screw, 9 mm**BENEFit®** 2.0 Schraube, 9 mm

2x

33-54463

Hyrax Abutment

Hyrax Abutment

or  
oder

2x

33-54462

Hyrax Ring

Hyrax Ring



## HYBRID HYRAX | HYBRID HYRAX

### Goal 1: Less tipping of the teeth


- Cranial force application

### Ziel 1: Weniger Kippung der Zähne

- Craniale Kraftapplikation




## HYBRID HYRAX | HYBRID HYRAX



Intraoral  
alternative?

Intraorale Alternative?



### LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B, Kau CH, Ludwig B, Drescher D. Early Class III Treatment with a Hybrid Hyrax-Mentoplaste Combination J Clin Orthod, 45:1-7

**Goal 2: Avoid mesial migration when using a facemask**

**Ziel 2: Vermeidung mesialer Zahnaufwanderungen, die durch die Gesichtsmaske verursacht werden können.**





### LITERATURE – PUBLICATIONS:

Ludwig B, Glasl B, Bowman J, Drescher D, Wilmes B. Miniscrew supported Class III Treatment with the Hybrid RPE Advancer. J Clin Orthod 2010; 44:533-539  
Nienkemper M, Wilmes B, Pauls A, Drescher D. Maxillary protraction using a hybrid hyrax - facemask combination. Prog Orthod 2013;14:57




## HYBRID HYRAX | HYBRID HYRAX



## HYBRID HYRAX – FACEMASK | HYBRID HYRAX – GESICHTSMASKE





## HYBRID HYRAX – FACEMASK | HYBRID HYRAX – GESICHTSMASKE



Less tipping  
Weniger Kippung

Less mesial migration using a facemask  
Keine Molarenaufwanderung bei Verwendung einer Gesichtsmaske

## MENTOPLATE | MENTOPLATE




## HYBRID HYRAX & MENTOPLATE | HYBRID HYRAX & MENTOPLATE



### Facemask no longer necessary

Advantages:

- Because the MentoPlate can be inserted before eruption of the canines. We can start at the age of 8 years
- Loosening of the midface sutures (RPE effect & Alt-RAMEC)
- Low risk of root injury





### Gesichtsmaske nicht mehr notwendig

Vorteile:

- die MentoPlate kann bereits vor Durchbruch der Eckzähne ab einem Alter von 8 Jahren eingesetzt werden
- Öffnung der Gaumennaht (RPE Effekt & Alt-RAMEC)
- Geringes Risiko einer Wurzelverletzung

## HYBRID HYRAX & MENTOPLATE | HYBRID HYRAX & MENTOPLATE




MentoPlate

## HYBRID HYRAX & MENTOPLATE | HYBRID HYRAX & MENTOPLATE



5 months later  
5 Monate später


## HYBRID HYRAX & MENTOPLATE | HYBRID HYRAX & MENTOPLATE



## HYBRID HYRAX DISTALIZER | HYBRID HYRAX & DISTALIZER



Before | Vorher



After | Nachher



**benefit** *DIRECT*

Precision manufactured thread profile for sharpness and increased self tapping properties

Präzise produziertes Gewinde mit maximal scharfen Gewindespitzen zur Erhöhung der selbstschneidenden Eigenschaften

Reduced insertion torque thanks to the specially designed tip and shaft  
Reduktion des Eindrehmoments durch speziell gestaltete Spitze

TX - self holding screw head with increased surface contact

TX selbsthaltender Schraubenkopf mit vergrößerter Anlagefläche

Unthreaded area for atraumatic healing in the soft tissue area

Gewindefreie Zone zur atraumatischen Anlagerung des Weichgewebes




Increased thread depth and denser pitch design ensure maximum anchorage even in cancellous bone

Tiefe Gewindeflanken und enge Gewindesteigung gewährleisten ein Maximum an Verankerung auch in spongiösem Knochen

BENEplate DIRECT with prethreaded screw holes guarantee a perfect connection with the BENEFit® DIRECT Screws even in case of a non-axial insertion (up to 15°).

BENEplate DIRECT mit einem vorgeschnittenem Gewinde für eine perfekte Verbindung mit der BENEFit® DIRECT Schraube auch bei nicht axialer Einbringung (bis zu 15°).




## HYBRID HYRAX DIRECT | HYBRID HYRAX DIRECT




33-64410  
Hyrax® Ring DIRECT  
Hyrax® Ring DIRECT



33-64414  
Hyrax® Ring DIRECT 1-hole with wire 1.1mm, 6cm  
Hyrax® Ring DIRECT 1-Loch mit Draht 1,1mm, 6cm



33-64415  
Hyrax® Ring DIRECT 1-hole with median wire 1.1mm, 12cm  
Hyrax® Ring DIRECT 1-Loch mit med. Draht 1,1mm, 12cm




**bmx** *DIRECT*

► Video



The Smartlock  
**BENEfit** DIRECT Expander



Before | Vorher



After | Nachher



33-67406 6mm  
33-67408 8mm  
33-67410 10mm

**bmx**, DIRECT palatal expander 10mm  
**bmx**, DIRECT GNE-Apparatur 10mm



33-67426 6mm  
33-67428 8mm  
33-67430 10mm

**bmx**, DIRECT palatal expander 12mm  
**bmx**, DIRECT GNE-Apparatur 12mm



## **BENEFit®-System | BENEFit®-System**



**BENEFit® Catalogue**  
**BENEFit® Prospekt**



**SMARTLOCK® Catalogue**  
**SMARTLOCK® Prospekt**




**BENEFit® EASY DRIVER Catalogue**  
**BENEFit® EASY DRIVER Prospekt**

## **BENEfit®-System**

„A Breakthrough in Miniscrew Stability“

Robert G. Keim, Editor JCO

The Editor's Corner J Clin Orthod 2009;43:485-386



### Keim: The Editor's Corner

#### [A Breakthrough in Miniscrew Stability](#)

As with all other practical innovations in orthodontics, temporary anchorage devices (TADs) have involved a significant learning curve. Although Creekmore and Eklund's seminal paper on skeletal anchorage appeared in JCO more than 25 years ago,<sup>1</sup> it remained on the fringes of the profession until around the turn of the century, when the concept took off like a rocket. Since then, paper after paper has illustrated successful treatment of most categories of malocclusion... [\[more\]](#)

Access to the Editor's Corner is free. For more free articles [click here](#)

---

August 2009 corner: This month's cover features a 3D volume rendering of a CT scan using software from Anatomage, Inc, as described in The Cutting Edge.

## PRODUCT OVERVIEW | PRODUKTÜBERSICHT

<b>Ø 2,0</b>	Size (Ø x length) Abmessung (Ø x Länge)	<b>ST</b>
<b>ST-33-54207</b>	2,0 x 7mm	
<b>ST-33-54209</b>	2,0 x 9mm	
<b>ST-33-54211</b>	2,0 x 11mm	
<b>ST-33-54213</b>	2,0 x 13mm	

**BENEFit®** Orthodontic Screw 2.0 mm,  
Material Titanium  
**BENEFit®** KFO-Schraube 2,0 mm,  
Material Titan



**33-54460** 1.1 mm stainless steel  
Abutment Standard with 1.1 mm wire (12 cm)  
Abutment Standard mit 1,1mm Draht (12 cm)



**33-54445**  
Abutment with loop acc. to Dr. S. Renger, St. Louis, France  
Abutment mit Öse nach Dr. S. Renger, St. Louis, Frankreich



**33-54544**  
**BENEtube** acc. to Dr. Banach, with wire 1.1 mm, 40 mm  
**BENEtube** nach Dr. Banach, mit Draht 1,1 mm, 40 mm



<b>Ø 2,3</b>	Size (Ø x length) Abmessung (Ø x Länge)	<b>ST</b>
<b>ST-33-54307</b>	2,0 x 7mm	
<b>ST-33-54309</b>	2,0 x 9mm	
<b>ST-33-54311</b>	2,0 x 11mm	
<b>ST-33-54313</b>	2,0 x 13mm	

**BENEFit®** Orthodontic Screw 2.3 mm,  
Material Titanium  
**BENEFit®** KFO-Schraube 2,3 mm,  
Material Titan



**33-54430**  
**BENEFit®** Abutment Standard  
**BENEFit®** Abutment Standard



**33-54450** Abutment with | mit 1 bracket  
**33-54452** Abutment with | mit 2 brackets  
**BENEFit®** Abutment with brackets  
**BENEFit®** Abutment mit Brackets



**33-54463**  
**BENEFit®** Hyrax® Abutment, 1 ea.  
**BENEFit®** Hyrax® Abutment, 1 Stk.



**33-54558**  
**BENEtube** extended acc. to Dr. S. Yamaguchi  
**BENEtube** verlängert nach Dr. S. Yamaguchi



**33-54536**  
**BENEtube** standard  
**BENEtube** standard



**33-54549**  
**FlexiTUBE**, long  
**FlexiTUBE**, lang



**33-54550**  
**FlexiTUBE**, short  
**FlexiTUBE**, kurz



**33-54543**  
**Micro Mobilizer** for wires from 0.5 to 1.2 mm  
**Micro Mobilisator** für 0,5 – 1,2 mm Draht




**33-54553**  
**Micro Mobilizer** with Hook  
**Micro Mobilisator** mit Haken



**33-54410**  
**BENEFit®** impression cap, 1 ea.  
**BENEFit®** Abdruckkappe, 1Stk.



**33-54426**  
**BENEFit®** laboratory analog NT, 2 ea.  
**BENEFit®** Labor-Manipulierimplantat NT, 2 Stk.



**33-54400** stainless steel

**BENEplate**, long,  
incl. fixation screws  
**BENEplate**, lang,  
inkl. Fixierschrauben

L



**33-54402** stainless steel

**BENEplate**, short,  
incl. fixation screws  
**BENEplate**, kurz,  
inkl. Fixierschrauben

S



**33-54424** stainless steel

**BENEplate**, XS,  
incl. fixation screws  
**BENEplate**, XS,  
inkl. Fixierschrauben

NEW  
NEU

XS



**33-54429**

**BENEplate**, long, with 1.1 mm  
wire (12 cm)  
**BENEplate**, lang, mit 1,1 mm  
Draht (12 cm)



**33-54409**

**BENEplate**, short, with 1.1 mm  
wire (12 cm)  
**BENEplate**, kurz, mit 1,1 mm  
Draht (12 cm)



**33-54423**

**BENEplate**, XS, with 1.1 mm  
wire (12 cm)  
**BENEplate**, XS, mit 1,1 mm  
Draht (12 cm)



**33-54428**

**BENEplate**, long, with 0.8 mm  
wire (12 cm)  
**BENEplate**, lang, mit 0,8 mm  
Draht (12 cm)



**33-54408**

**BENEplate**, short, with 0.8 mm  
wire (12 cm)  
**BENEplate**, kurz, mit 0,8 mm  
Draht (12 cm)



**33-54420**

**BENEplate**, short, median,  
with 0.8 mm TMA wire (12 cm)  
**BENEplate**, kurz, median,  
mit 0,8 mm TMA-Draht (12 cm)



**33-54472**

**BENEplate**, long, with 1.1 mm  
wire (12 cm)  
**BENEplate**, lang, mit 1,1 mm  
Draht (12 cm)



**33-54471**

**BENEplate**, short, with 1.1 mm  
wire (12 cm)  
**BENEplate**, kurz, mit 1,1 mm  
Draht (12 cm)



**33-54422**

**BENEplate**, XS, with 1.1 mm  
wire (12 cm)  
**BENEplate**, XS, mit 1,1 mm  
Draht (12 cm)



For the complete **BENEFit®** product range  
please consult our **BENEFit®** product flyer

Das komplette **BENEFit®**-Sortiment finden  
Sie in unserem **BENEFit®** Produktflyer



Options

Instruments	<b>BENEslder Set distal/distal</b>	
<b>33-54540</b>	<b>BENEplate</b> short with 1.1 mm s/s wire incl. 2 fixation screws <b>Mobilizer</b> for wires from 0.5 – 1.2 mm, 2 ea. <b>BENEslder NiTi Springs</b> , 2 ea. <b>BENEtube</b> long, 2 ea.	<input type="checkbox"/> <b>33-54409</b> median <input type="checkbox"/> <b>33-54471</b> paramedian
<b>33-54536</b>		<input type="checkbox"/> <b>33-54524</b> 200g <input type="checkbox"/> <b>33-54524</b> 500g

Optionen

Instrumente	<b>BENEslder Set distal/distal</b>	
<b>33-54540</b>	<b>BENEplate</b> short with 1.1 mm s/s wire incl. 2 fixation screws <b>Mobilizer</b> for wires from 0.5 – 1.2 mm, 2 ea. <b>BENEslder NiTi Springs</b> , 2 ea. <b>BENEtube</b> long, 2 ea.	<input type="checkbox"/> <b>33-54409</b> median <input type="checkbox"/> <b>33-54471</b> paramedian
<b>33-54536</b>		<input type="checkbox"/> <b>33-54524</b> 200g <input type="checkbox"/> <b>33-54524</b> 500g



**73-31960** QB ■■■

**quattro® / BENEFit®** large instrument tray, empty  
**quattro® / BENEFit®** großer Instrumentenbehälter, leer

# STARTER KIT – S



**33-55000** BENEFit® Starter Instrument Set  
without implants  
consisting of:

**Storage**

**73-31990** BENEFit® Starter tray, empty

**Instruments**

**33-18236** Thumb screw for Dental mandrel

**33-54512** Screwholder for Abutment screw, 20 mm

**33-18232** Screwholder for implants, 23 mm

**10-67513** Drill, 1.4 x 33 mm WL 15 mm, DENTAL, red

**S** BENEFit® Starter Instrumenten Set  
ohne Implantate  
bestehend aus:

**S**

**QB**

**Aufbewahrung**

**Instrumente**

Handgriff für Klingen mit Dentalansatz

Eindrehinstr. für Abutment Schraube, 20 mm

Schraubenhalter für Implantate, 23 mm

Bohrer, 1,4 x 33 mm AT 15 mm, DENTAL, rot



**10-67513** **QB** DENTAL

Drill, 1.4 x 33 mm WL 15 mm, red  
for 2.0 mm screws  
Bohrer, 1,4 x 33 mm AT 15 mm, rot  
für 2,0 mm Schrauben



**11-18452** **QB** DENTAL

Drill, 1.8 x 33 mm WL 15 mm, grey  
for 2.3 mm screws  
Bohrer, 1,8 x 33 mm AT 15 mm, grau  
für 2,3 mm Schrauben



**10-63025** **QB**

Manually turned unit for contra-angled  
handpieces  
Manueller Drehansatz für Winkelhandstücke



**33-54704** **QB**

Manually turned unit mod. to Pauls,  
with adjustable torque from 0 – 40 Ncm  
Manueller Drehansatz mod. nach Pauls, mit  
einstellbarem Drehmoment von 0 – 40 Ncm



with limited torque (10 Ncm)  
mit begrenztem Drehmoment  
(10 Ncm)

**33-18266**

**QB**

Thumb screw for Dental mandrel  
Handgriff für Instrumente mit Dentalansatz



**33-54512** 20mm DENTAL

**33-54515** 30mm DENTAL

**33-54518** 50mm DENTAL

Screwdriver insert e.g. for abutment retaining  
screws, **BENEPlate** fixation screws and Mobilizer  
activation

Eindrehinstrument z.B. passend zu Abutment  
Schraube, **BENEPlate** Fixierschraube und  
Mobilisator Schraube



**33-54466**

**BENEFit® PEEK Abutment, incl. 1 fixation screw**  
**BENEFit® PEEK Abutment, inkl. 1 Fixationsschraube**



**33-54462**

Hyrax® Ring, incl. 1 fixation screw, 2 ea.  
Hyrax® Ring, inkl. 1 Fixationsschraube, 2 Stk.



**33-18232** 23mm **QB** DENTAL

**33-18233** 28mm **QB** DENTAL

**33-18237** 33mm **QB** DENTAL

Screwholder for contra-angled handpiece  
Schraubenhalter für Winkelhandstück



**NEW**  
**NEU**

**33-54469**

**BENEFit® PEEK Abutment, 15° angled**  
**incl. 1 fixation screw**

**BENEFit® PEEK Abutment, 15° abgewinkelt**  
**inkl. 1 Fixationsschraube**



**95-13001**

Model **BENEslider**, mesial, distal  
Model **BENEslider**, mesial, distal



**95-13002**

Model Anchorage for upper Molars  
Modell Molarenverankerung



**95-13003**

Model Pendulum B  
Modell Pendulum B



**95-13005**

Model Molar uprightness  
Modell Molarenaufrichtung



**95-13006**

Model Hybridhyrax  
Modell Hybirdhyrax



**V-90-994-00**

**BENEFit**® Model Case for  
9 models, empty

**BENEFit**® Modellkoffer für  
9 Modelle, leer



**95-13007**

Model Anchorage Anterior Teeth  
Modell Frontverankerung



**95-13008**

Model Tooth extrusion  
Modell Zahnretention



**95-13009**

Model Temporary Implant  
Modell Temporäres Implantat



**95-13011**

Plaster Model with laboratory  
implants  
Gipsmodell mit Laborimplantaten



**95-13012**

Model Mouse Trap Intrusion  
Modell Mausefalle



**95-13013**

Model Hybridhyrax Distalizer  
Modell Hybridhyrax Distalizer



**95-13014**

Model T-Mesial/Distalslider  
Modell T-Mesial/Distalslider



**95-13001-15**

naturally/natur  
Model **BENEslider**, mesial, distal median  
Model **BENEslider**, mesial, distal median

**95-13017-15**

naturally/natur  
Model **BENEslider**, mesial, distal paramedian  
Model **BENEslider**, mesial, distal paramedian


# NOTES | NOTIZEN



# **BENEFIT®-System**

. Handout    [www.psm.ms](http://www.psm.ms) – premium implants

Distribution | Vertrieb:



**Manufacturer | Hersteller:**

**psm** MEDICAL SOLUTIONS GMBH  
Gewerbestraße 10  
78594 Gunningen, Germany  
Phone +49 (74 24) 9 75 15-0  
E-Mail [info@psm.ms](mailto:info@psm.ms)  
Web [www.psm.ms](http://www.psm.ms)

**Distribution in USA:**

**psm** North America, Inc.  
80900 Weiskopf  
La Quinta, CA 92253, USA  
Toll-free: 800-733-1622  
[service@psm-na.us](mailto:service@psm-na.us)  
[www.psm-na.us](http://www.psm-na.us)