




quattro[®].KFO



www.psm.ms – implants for professionals



made in Germany

TABLE DES MATIÈRES
INDICE

Produits	3 – 4	Kit d'instrumentation quattro	10
Prodotti	3 – 4	Kit di strumenti quattro	10
Vis quattro mini	5	Accessoires	11
Vite quattro mini	5	Accessori	11
Vis quattro standard	6	Forets	12
Vite quattro standard	6	Frese	12
Vis quattro avec crochet	6	Tournevis sans fil	13
Vite quattro hook	6	Avvitatore cordless	13
Vis quattro plus	7	Emballage stérile	14
Vite quattro plus	7	Confezione sterile	14
Vis quattro V plus	7	Notes	15
Vite quattro plus V	7	Note	15
Support de démarrage	8 – 9		
Vassoio	8 – 9		

1993

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Introduction of the
quattro standard
Mini Anchor Screw.

Inventing the
quattro hook
screw family.

Revolutionizing
orthodontic
anchorage with
quattro plus



Système de mini-ancrages pour l'Orthodontie

L'utilisation des mini-ancrages ou TAD's (Temporary Anchorage Devices) en Orthodontie a été largement intégrée aux traitements durant ces dernières années.

Initialement proposé en 2000, le système **quattro** a connu une évolution permanente de son design et de ses qualités intrinsèques pour finalement proposer aujourd'hui une gamme large et complète. Quand bien même le système **quattro** existe depuis une décennie, il demeure inégalé en terme de versatilité, de qualité et de taux de succès. Avec le lancement, en 2012, de la vis **quattro mini** agrémentée d'une tête en forme de bracket, de nouvelles perspectives se sont ouvertes aux praticiens grâce au confort apporté au patient.

Depuis 2000, plus de 50000 vis **quattro** ont été posées dans plus de 50 pays à travers le monde.

Le concept **quattro** a été complété par le système **BENEFIT/BENEplate** (développé en collaboration avec l'Université de Dusseldorf en Allemagne) qui offre de multiples combinaisons possibles grâce à ses écrous de fixation interchangeables et ses plaques de connexion. Ce concept unique offre de nouvelles perspectives dans la distalisation des molaires par des dispositifs appliqués directement au palais. (Video disponible)

Les systèmes **quattro** et **BENEFIT** s'utilisent avec une instrumentation identique afin de limiter l'impact en terme d'inventaire au cabinet.

Caractéristiques:

- Dispositifs éprouvés en phase clinique
- Implant à base de titane
- Auto-forant et auto-tarandant
- Ancrage stable
- Têtes d'implants multiples
- Corps de la vis à structure renforcée
- Disponible en plusieurs tailles
- Structure des vis renforcée
- Têtes de vis à choix multiples

Avantages:

- Résistance accrue
- Peut être chargé directement après la pose
- Facile à combiner à tous accessoires utilisés en orthodontie
- Résistance mécanique accrue
- Élimine le risque de recouvrement gingival
- Réduit le temps de traitement
- Facile à insérer et à déposer

Sistema di Mini viti per l'ancoraggio ortodontico

In questi anni, l'uso di mini viti ortodontiche o TAD (dispositivi di ancoraggio temporanei) sta diventando uno standard all'interno della comunità ortodontica.

Dalle prime idee degli anni 2000, il progetto **quattro** è stato continuamente modificato, migliorato e integrato per diventare quello che adesso è la famiglia **quattro**. Il sistema **quattro**, ancor oggi, dopo più di un decennio di produzione, resta una sistemica ineguagliata in termini di versatilità, qualità e massima percentuale di successo. La vite **quattro mini**, che è stata lanciata nel 2012, con il nuovo design della testa a forma di bracket, offre un maggior comfort al paziente.

Dal 2000, circa 50.000 mini viti **quattro** sono state impiantate in più di 50 paesi del mondo.

Il sistema **quattro** è completato dal sistema **BENEFIT/BENEplate** (sviluppato in collaborazione con l'università di Dusseldorf, Germania) che offre un versatile e stabile ancoraggio palatale grazie alla varietà di abutment e placche. Quest'ultimo apre nuove possibilità agli apparecchi palatali comunemente utilizzati ad esempio per la distalizzazione dei molari (vedi video).

I sistemi **quattro** e **BENEFIT** condividono la stessa strumentazione di base rendendoli economici in termini di acquisto.

Caratteristiche:

- Clinicamente testato
- Impianto in titanio
- Auto perforante
- Ancoraggio fisso affidabile e sicuro
- Design innovativo
- Corpo conico rinforzato
- Varie tipologie di testa
- Disponibile in diverse misure
- Scelta multipla della testa della vite

Vantaggi:

- Offre una migliore stabilità
- Carico immediato anche con forze pesanti
- Facile da combinare con gli accessori ortodontici
- Ottima ritenzione meccanica
- Previene la retrazione gengivale
- Tempo di trattamento ridotto
- Facile da inserire e rimuovere
- Ampio spettro di trattamento

OFFRE DE PRODUITS PRODUITS



quattro Video



BENEFIT Video

2006

2007/08

2009

2011

2012

2017

Perfecting TAD treatment
with
benefit/beneplates



quattro plus V



**Mentoplate
System**




quattro mini



quattro micro

OFFRE DE PRODUITS
PRODOTTI

quattro BH mini *quattro BH mini PLUS* *quattro RH mini* *quattro micro*




Une Vis, de multiples possibilités

Le système **quattro** offre 5 modèles de têtes de vis, parfaitement adaptés à un usage quotidien au cabinet. L'ensemble des vis quattro (1.3mm et 2.0mm) est réalisé avec le même design de filetage pour une insertion aisée et des résultats optimisés lors du traitement.

Una vite, possibilità illimitate

Il sistema Quattro TAD offre 5 differenti design della testa della vite che si adattano perfettamente alle apparecchiature utilizzate dall'ortodontista. Le quattro viti (1,3 mm e 2,0 mm) hanno lo stesso design filettato per un facile inserimento e per un successo sicuro e ottimale del trattamento.



33-18010

Embout de vissage pour **quattro mini** Long f.
10-61000
Portavite per **quattro mini** (lungo) 10-61000



33-18003

Embout de vissage pour **quattro mini** Court,
DENTAL
Portavite per **quattro mini** (corto) DENTAL

DENTAL



Elaboré sur la base du **quattro plus**, la tête de vis **quattro mini** a été réduite de façon homothétique afin de répondre à un plus large spectre des anatomies de vos patients.

Le design du filetage est identique à celui du système PSM **quattro** et **BENEFIT** afin de conserver les propriétés de stabilité à la pose et de résistance dans le temps. Des spires aiguës combinées à des crêtes de spires ultra-précises et régulières facilitent particulièrement l'insertion de la vis **quattro mini** pour en faire votre partenaire idéal au quotidien.

Basata sul successo della **quattro plus**, la vite **quattro mini** è stata ridotta nella zona della testa e del collo per meglio soddisfare le diverse condizioni anatomiche.

Il design del filetto autofilettante è identico a quello di PSM **quattro** e **BENEFIT** che nel tempo hanno dimostrato la loro notevole stabilità primaria, mantenendo per anni tassi di fallimento molto bassi. Il profilo estremamente tagliente e il passo del filetto sono ottimizzati per facilitare l'inserimento e rendono la vite **quattro mini** un complemento ideale per i mini impianti di ancoraggio.

quattro mini

Vendu à l'unité

Confezione: 1 Pezzo



Dimension de la gorge
max. 0.22x0.28

Dimensione dello SLOT
max 0.022" x 0.028"

Matériaux Titane
Materiale: titanio

■ Remarque:

Tous les implants sont fournis stérile dans un support individuel (voir page 14).

Tutti gli impianti sono forniti in confezione singola sterile (vedere pag. 14)



RH: Forme de tête d'implant ronde

BH: Forme de tête d'implant bracke

RH: testa arrotondata

BH: testa bracket

NEW!



RH
Quattro RH micro
Quattro RH micro



RH
Quattro RH mini
Quattro RH mini



BH
Quattro BH mini plus
Quattro BH mini plus





BH
Quattro BH mini
Quattro BH mini


Size (d x length)


Misura (diametro x lunghezza)


ST

1.3	* ST-33-13608	1.3 x 8 mm	

1.6	ST-33-13675 ST-33-13695	1.6 x 7.5 mm 1.6 x 10 mm	

1.6	ST-33-13775 ST-33-13795	1.6 x 7.5 mm 1.6 x 10 mm	

1.5	ST-33-15007	1.5 x 7 mm	
	ST-33-15009	1.5 x 9 mm	
	ST-33-15011	1.5 x 11 mm	
	ST-33-15013	1.5 x 13 mm	

2.0	ST-33-20007	2.0 x 7 mm	
	ST-33-20009	2.0 x 9 mm	
	ST-33-20011	2.0 x 11 mm	
	ST-33-20013	2.0 x 13 mm	



12-12609

DENTAL

Foret 0.9x22mm, WL8.5mm Bleu pour vis 1.3mm
Fresa, 0.9x22mm, WL 8.5mm, blu, per minivite ø 1.3mm



11-12208

DENTAL

Foret 1.2x22mm, WL 8.5mm vert pour vis 1.6mm
Fresa, 1.2x22mm, WL 8.5mm, verde, per minivite ø 1.6mm

* Pré-forage requis

* Pre-foratura richiesta


quattro standard

Vendu à l'unité
Confezione: 1 Pezzo

Matériaux Titane
Materiale: titanio



quattro Video



quattro standard

Taille (diamètre x longueur)

Dimensioni (Lunghezza x diametro) ST

1.5	ST-33-11507	1.5 x 7 mm	
	ST-33-11509	1.5 x 9 mm	
	ST-33-11511	1.5 x 11 mm	
	ST-33-11513	1.5 x 13 mm	
2.0	ST-33-12207	2.0 x 7 mm	
	ST-33-12209	2.0 x 9 mm	
	ST-33-12211	2.0 x 11 mm	
	ST-33-12213	2.0 x 13 mm	
	Vis de secours Vite di emergenza		
	ST-33-12309	2.3 x 9 mm	

quattro hook

Vendu à l'unité
Confezione: 1 Pezzo



quattro hook

Taille (diamètre x longueur)

Dimensioni (Lunghezza x diametro) ST

1.5	ST-33-21507	1.5 x 7 mm	
	ST-33-21509	1.5 x 9 mm	
	ST-33-21511	1.5 x 11 mm	
2.0	ST-33-22007	2.0 x 7 mm	
	ST-33-22009	2.0 x 9 mm	
	ST-33-22011	2.0 x 11 mm	
	ST-33-22013*	2.0 x 13 mm	
	Vis de secours Vite di emergenza		
	ST-33-22109	2.3 x 9 mm	

ST

■ **Remarque:**

Tous les implants marqués du symbole «ST» sont fournis en emballage individuel stérile (cf. page 11).

■ **Nota:**

Tutti gli impianti contrassegnati dal simbolo "ST" sono forniti in confezione singola sterile. (vedi pag. 14).

33-18330*

Tête de protection pour vis **quattro**, vendues par 20
Cappucci di protezione per viti **quattro**, 20 pz.

* jusqu'à épuisement du stock
* fino ad esaurimento scorte




quattro plus

Taille (diamètre x longueur)

Dimensioni (Lunghezza x diametro)

ST

1.5	ST-33-31807	1.5 x 7 mm		q = .018 x .025"
	ST-33-31809	1.5 x 9 mm		
	ST-33-31811	1.5 x 11 mm		
2.0	ST-33-41807	2.0 x 7 mm		q = .018 x .025"
	ST-33-41809	2.0 x 9 mm		
	ST-33-41811	2.0 x 11 mm		
	Vis de secours Vite di emergenza			
	ST-33-41909	2.3 x 9 mm		


quattro plus

Vendu à l'unité

Confezione: 1 Pezzo


gorge horizontale

Slot orizzontale



Taille réelle échelle 1/1

Dimensioni reali 1:1



■ 1.5 x 7 mm




■ 2.0 x 7 mm

Taille (diamètre x longueur)

Dimensioni (Lunghezza x diametro)

ST

1.5	ST-33-32207	1.5 x 7 mm		q = .022 x .028"
	ST-33-32209	1.5 x 9 mm		
	ST-33-32211	1.5 x 11 mm		
2.0	ST-33-42207	2.0 x 7 mm		q = .022 x .028"
	ST-33-42209	2.0 x 9 mm		
	ST-33-42211	2.0 x 11 mm		
	Vis de secours Vite di emergenza			
	ST-33-42309	2.3 x 9 mm		



quattro plus V

Taille (diamètre x longueur)

Dimensioni (Lunghezza x diametro)

ST

2.0	ST-33-51807	2.0 x 7 mm		q = .018 x .025"
	ST-33-51809	2.0 x 9 mm		
	ST-33-51811	2.0 x 11 mm		
	Vis de secours Vite di emergenza			
	ST-33-51909	2.3 x 9 mm		
2.0	ST-33-52207	2.0 x 7 mm		q = .022 x .028"
	ST-33-52209	2.0 x 9 mm		
	ST-33-52211	2.0 x 11 mm		
	Vis de secours Vite di emergenza			
	ST-33-52309	2.3 x 9 mm		

quattro plus V

Vendu à l'unité

Confezione: 1 Pezzo

gorge verticale

Slot verticale



* jusqu'à épuisement du stock

* fino ad esaurimento scorte



12-12625 QB DENTAL

Drill, 1.0 x 33 mm,
WL 15 mm, green,
for 1.5 mm screws

Fresa, 1,0 x 33 mm,
AT 15 mm, verde,
per viti da 1,5 mm



10-67513 QB DENTAL

Drill, 1.4 x 33 mm,
WL 15 mm, red,
for 2.0 mm screws

resa, 1,4 x 33 mm,
AT 15 mm, verde,
per viti da 2,0 mm



11-18452 QB DENTAL

Drill, 1.8 x 33 mm,
WL 15 mm, grey,
for 2.3 mm screws

Bohrer, 1,8 x 33 mm,
AT 15 mm, grau,
für 2,3 mm Schrauben

KIT D'INSTRUMENTATION
KIT STRUMENTI

■ **Remarque:**

Tous les supports présentés reçoivent également les implants et instruments **BENEFit** et **Mentoplate**.

■ **Nota:**

Tutti i kit sono progettati per impianti e strumenti **BENEFit** e **Mentoplate**.



73-31960

Grand support de stérilisation **quattro** pour instrumentation et implants, avec couvercle (vendu vide)

BENEFit® Vassoio vuoto, con coperchio, per la sterilizzazione di strumenti e impianti

33-11500

Kit d'instrumentation de base quattro,
composé de:

Stockage

Kit strumenti quattro / BENEFit
consiste in:

Scatola

73-31960

Support pour instrumentation

Vassoio per strumenti e impianti

Instruments

Strumenti

10-61000

Manche de vissage

Manico cacciavite

33-18230

Embout de vissage, long, pour manche
10-61000

Portavite lungo per manico
cacciavite 10-61000

33-18236

Mandrin de vissage manuel

Adattatore manuale per strumenti dentali

33-18232

Embout de vissage pour contre-angle, 23 mm

Portavite per contrangolo 23 mm

12-12625

Foret, 1.0x33 mm, WL 15 mm, DENTAL, vert

Fresa 1.0x33mm WL 15 mm DENTAL Verde

10-67513

Foret, 1.4x33 mm, WL 15 mm, DENTAL, rouge

Fresa 1.4x33mm WL 15 mm DENTAL Rossa



73-31970

QB

quattro Petit support d'instrumentation Quattro pour stérilisation – Vendu vide avec couvercle

quattro Supporto piccolo di sterilizzazione per strumenti quattro - venduto vuoto con coperchio

33-11555	Kit d'instrumentation de base quattro, composé de:	Kit strumenti di base quattro, composto da:
	Stockage	Scatola
73-31970	Support de rangement pour instrumentation quattro	Porta strumenti quattro
	Instruments	Strumenti
10-61000	Manche de vissage	Manico cacciavite
33-18230	Embout de vissage, long, pour manche 10-61000	Cacciavite lungo per 10-61000

INSTRUMENTS STRUMENTI

■ Remarque:

Tous les instruments marqués du symbole **QB** peuvent être utilisés avec les vis **quattro** et **BENEFIT**.

■ Nota:

Tutti gli strumenti marcati con il simbolo **QB** possono essere usati con le viti **quattro** e **BENEFIT**.



10-61000

QB

Manche pour embout de vissage
Manico cacciavite (venduto singolarmente)



33-18010


Embout de vissage long **quattro mini** pour manche 10-61000
Pick-up portavite **quattro mini** lungo per 10-61000



33-18230 66 mm

QB

Embout de vissage, long, pour manche **10-61000**
Portavite lungo per **10-61000**



Le manche de vissage manuel pour contre-angle angulé est connecté directement à votre instrumentation existante (Bleu 1:1).


Potete ottenere un cacciavite angolato manuale semplicemente inserendo l'adattatore manuale al vostro attuale contrangolo (blu 1:1).



10-63025

QB

Manche de vissage pour contre angle équipé d'une LED
Adattatore manuale per contrangolo



33-54704

QB

Manche de vissage manuel modèle Pauls, avec ajustage du couple de 0 à 40 Ncm
Adattatore manuale per contrangolo (tipo Pauls) con torque regolabile da 0 a 40 Ncm

INSTRUMENTS STRUMENTI



Tous les embouts de vissage **quattro** sont marqués d'une flèche qui vous indiquera l'emplacement de la gorge ou du crochet lors de l'insertion.

Tutti i portavite **quattro** sono contrassegnati con una freccia che indica la corretta posizione della vite **quattro** durante l'inserimento.



33-18232 23 mm

QB

DENTAL

33-18233 28 mm

QB

DENTAL

33-18237 33 mm

QB

DENTAL

Embout de vissage pour contre-angle
Portavite per manipolo contrangolo



33-18003

DENTAL

Embout de vissage **quattro mini**, court
Pick-up portavite quattro mini corto



33-18236

QB

Mandrin de vissage manuel
Adattatore manuale per strumenti DENTAL



33-18244

QB DENTAL

Extension pour foret, +16 mm
Prolunga per fresa + 16 mm



L'extension de 16mm est compatible avec tous instruments rotatifs des systèmes **quattro** et **BENEFIT** équipé d'une connection DENTAL (rotation max. 600 tr./Mn).
L'estensione di 16 millimetri lavora con tutti gli strumenti rotanti del Sistema **quattro** e **BENEFIT** con attacco Dental (massimo 600 rpm).

DAVANTAGE DE PRODUITS
PRODOTTI ACCESSORI



33-18240

QB

Clé de vissage à cliquet avec insert
33-18234 pour systèmes **quattro** et **BENEFIT**
Cricchetto dinamometrico completo di inserto **33-18234**, sistemi **quattro** e **BENEFIT**



33-18241

QB

Clé de vissage à cliquet, clé seule
Cricchetto dinamometrico, solo manico



33-18234

QB

Insert pour mandrin de vissage manuel
Inserto per cacciavite 33-18236



33-18330

rotations pour vis quattro, Vendues par pack de 20
Tappi di protezione per viti quattro, 20 pezzi.

ACCESSOIRES/ACCESSORI


FORET FRESE

Vitesse maximale de rotation pour tous forets = 800 tr./Mn.
Massima velocità di rotazione per tutte le frese = 800 tr./Mn.

WL = Longueur de la portion forante
WL = Lunghezza della porzione di foratura




Video



La butée pour foret est idéale pour éviter un forage excessif. Elles couvrent une longueur de forage allant de 7 à 13 mm, par séquences de 2mm. En insérant la butée pour foret adaptée par dessus le foret PSM*, la longueur de forage est ajustée à la profondeur souhaitée. Le retrait de la butée est simple grâce au manchon de retrait pour butée 33-18302.

Lo stop per frese impedisce al medico di realizzare anche non intenzionalmente una foratura troppo profonda. Gli stop assicurano una profondità utile da 7 a 13 mm con 2 mm di incremento. Facendo scorrere lo stop sulla fresa PSM la lunghezza del foro è regolata alla profondità desiderata. La rimozione dello stop è facile utilizzando l'apposito strumento.

*Nr. de lot 302112 et
*Nr di lotto 302112 e succ.



33-18300

Kit de 4 butées pour forets (de 7 à 13 mm), sans manchon de retrait.

Il set comprende 4 stop senza strumento per rimozione

33-18301

Ditto avec manchon de retrait idem ma con disaccoppiatore



33-18302

Manchon de retrait
Strumento rimozione stop



12-12625 QB DENTAL

Foret, 1.0x33 mm, WL 15 mm, vert, pour vis 1.5 mm
Fresa 1.0x33 mm wl 15 mm verte per le viti da 1,5 mm



10-67513 QB DENTAL

Foret, 1.4x33 mm, WL 15 mm, rouge, pour vis 2.0 mm
Fresa 1.4x33 mm wl 15 mm rossa per le viti da 2,0 mm



11-18452 QB DENTAL

Foret, 1.8x33 mm, WL 15 mm, gris, pour vis 2.3 mm
Fresa 1,8x33 mm wl 15 mm grigia per le viti da 2,3 mm



DRILL STOP SET COMPLETE

SET DI FRESE COMPLETO

33-183-03

Kit complet de butées pour forets composé de:

Stérilisation et rangement

73-31888

Support de rangement pour butées pour forets.

Instruments

33-18307

Butées pour forets 7mm pour foret PSM, DENTAL

33-18309

Butées pour forets 9mm pour foret PSM, DENTAL

33-18311

Butées pour forets 11mm pour foret PSM, DENTAL

33-18313

Butées pour forets 13mm pour foret PSM, DENTAL

33-18302

Mancon de retrait

10-67513

Foret 1.4x33 mm WL 15 mm, Dental rouge

12-12625

Foret 1.0x33 mm WL 15 mm, Dental rouge

11-18452

Foret 1.8x33 mm WL 15 mm, Dental rouge

Set completo di frese di arresto composto da:

Sterilizzazione e stoccaggio

Vassoio vuoto per Drill Set di Stop

Strumenti

Fresa di Arresto da 7mm per Fresa Dental PSM

Fresa di Arresto da 9mm per Fresa Dental PSM

Fresa di Arresto da 11mm per Fresa Dental PSM

Fresa di Arresto da 13mm per Fresa Dental PSM

Disaccoppiatore per manicotti

Fresa 1.4 x 33 mm AT 15mm rossa

Fresa 1.0 x 33 mm AT 15mm verde

Fresa 1.8 x 33 mm AT 15mm grigia



Tournevis sans fil à système de calibrage du couple pour la pose des mini-implants **quattro** et **BENEFIT**.

L'appareil iSD900 vous garantira un calibrage idéal et précis du couple (de 10 à 40 Ncm). Facile à utiliser au quotidien et ultra-précis, il limite les risques lors de l'insertion et du serrage des vis et piliers.

Le kit complet se compose d'une pièce à main ergonomique et facile à utiliser. Le mode dévissage est agrémenté d'une alerte sonore. Alimentation par batteries AAA Ni-Mh.


Avvitatore a batteria senza fili con Sistema di Calibrazione del Torque per il fissaggio di Miniviti **quattro**® e **BENEFIT**®.

iSD 900 garantisce un preciso controllo del torque grazie al sistema di calibrazione unico e facile da usare (10 – 40 Ncm). Precisione, risparmio di tempo, inserzione non pericolosa e avvitamento completo di viti e perni monconi.

Il set completo contiene un affidabile manipolo per gli attacchi dentali facile da usare. Un suono indica l'attivazione del "Reverse Mode". Possono essere utilizzate batterie ricaricabili AAA Ni-Mh.

CARACTÉRISTIQUES CARATTERISTICHE

- Couple réglable de 10 à 40 Ncm par tranches de 1 ou 5 Ncm
- Torque 10 – 40 Ncm in 1 o 5 incrementi
- Vitesse de rotation réglable: 5,10,15,25 tour/mn
- Velocità 5,10,15,25 rpm regolabile
- Calibrage facilité
- Facilità di calibrazione
- Fonctionne à l'aide de batteries rechargeables
- Batterie ricaricabili Standard
- Mode dévissage avec alerte sonore
- Modalità di svitamento con allarme acustico



33-900-00 KIT iSD900 composé de / Composto da:

33-900-04	Moteur	Motore
33-900-08	Pièce à main DENTAL	Manipolo Dentale
33-900-10	Support de recharge rapide	Caricabatterie Rapido
33-900-12	Câble d'alimentation	Cavo di alimentazione
33-900-14	Support de calibrage du couple	Calibratore Torque
33-900-16	Fraise de calibrage	Calibrazione fresa
33-900-18	Commande d'allumage On/Off	Interruttore ON/OFF
33-900-20	Batteries rechargeables- Vendues par 2	Batterie ricaricabili Ni-Mh (conf. da 2 pz.)

iSD900

TOURNEVIS SANS FIL
AVVITATORE CORDLESS



Calibration le torque
Calibratore Torque

STERILE PACKAGING
CONFEZIONE STERILE

Information
Informazioni

CODES COULEURS
CODICI COLORE

Ø 1.3 mm = ■ bleu/blu
Ø 1.5 mm = ■ vert/verde
Ø 2.0 mm = ■ rouge/rosso
Ø 2.3 mm = ■ gris/grigio

Implants
livrés en emballage stérile individuel.

L'emballage comporte des étiquettes détachables indiquant le code article, le numéro de lot, la date d'expiration etc. permettant une traçabilité totale intégrable au dossier individuel du patient.

Les vis stériles sont conditionnées dans un mini-boîtier de protection à code couleur, qui servira de support de préhension lors de la pose. La vis peut ainsi aisément être insérée dans l'embout de vissage.

Impianti
in confezioni singole sterili

La scatola contiene etichette con il riferimento del codice dell'articolo, il numero di lotto, la data di scadenza, etc. da allegare alla cartella di anamnesi del paziente permettendo così verifica e tracciabilità del prodotto.

Le viti sterili sono contenute in un piccolo contenitore con codice colore, che protegge la vite e al tempo stesso ne facilita la presa. Questo contenitore è confezionato a sua volta in un blister trasparente sottovuoto. La vite può essere facilmente rimossa dal suo contenitore con lo speciale cacciavite che ne garantisce la tenuta.

Emballage stérile individuel
Confezione singola sterile



KAT-002



KAT-010



KAT-030

COURSES
KURSE

psm MEDICAL SOLUTIONS vous propose des webinars et des formations en plusieurs langues à travers le monde.

Pour en savoir plus sur les formations proposées, consultez notre site www.psm.ms/1/courses/

psm MEDICAL SOLUTIONS offre corsi e webinar in varie lingue in tutto il mondo.

Controlla i corsi in programma sul nostro sito www.psm.ms/1/courses/

NOTES
NOTE

Handwriting practice area with 25 horizontal lines.

Vertical ruler scale from 0 to 220 mm.

www.psm.ms – implants for professionals

quattro[®].KFO

Distributeur | Distributore di zona:

Distribution in USA:

psm North America, Inc.

80900 Weiskopf
La Quinta, CA 92253, USA

Toll-free: 800-733-1622

service@psm-na.us
www.psm-na.us

Fabricant | Produttore:

psm MEDICAL SOLUTIONS

Gewerbestraße 10
78594 Gunningen, Germany

Phone +49 (74 24) 9 75 15-0

E-Mail info@psm.ms
Web www.psm.ms

© 2019 **psm** MEDICAL SOLUTIONS GMBH | Germany

Les spécifications et design de nos produits sont sujets à modifications sans avis préalable. Toutes les images, photos et descriptifs des produits sont la propriété de **psm** MEDICAL SOLUTIONS. L'utilisation et/ou la copie par des tiers ne peuvent se faire sans l'accord préalable de PSM Medical Solutions. Tous droits réservés.

Toutes les marques déposées mentionnées dans cette brochure sont soumises, sans restrictions, aux lois en vigueur et la seule propriété de leur propriétaire.

Caratteristiche e design sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le illustrazioni, le foto e le descrizioni dei prodotti sono di proprietà della **psm** MEDICAL SOLUTIONS. Utilizzo e copie fatte da terzi devono essere autorizzate dalla **psm** MEDICAL SOLUTIONS.

Tutti i diritti riservati! Tutti i marchi registrati e le marche menzionate in questa brochure sono soggetti alle Leggi restrittive che regolano i marchi registrati e i diritti dei proprietari dei marchi stessi.